

Instruktion

Rekonditionering Control 10

Art.nr 425710



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Verktyg för testning av Control 10	3
2. Rekonditioneringsförfarande.....	3
2.1 Funktionskontroll	3
2.4 Medföljande delar	4
3. Rengöring.....	4
4. Apparatöversikt.....	4
5. Återställning.....	5
6. Reservdelar	5

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.





1.1 Verktyg för testning av Control 10

- 425710 Control 10
- 4st LR03 (AAA) batterier
- 4075 Indikator eller mobilkamera

2. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Utför en återställning, står beskrivet på not 5, sid. 5. Se till att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Se separata avsnitt för detaljer.

2.1 Funktionskontroll

1. **IR:** Testa att alla 4 IR-dioderna fungerar med indikator kortet. Det går att använda kameran på mobilen för att kontrollera alla IR-dioder.
2. **IR inspelning:**
 - a. Kontrollera att båda sändarna har full kapacitet.
 - b. Lägg båda sändarna på ett bord med originalsändaren riktad mot den bakre gaveln på Control 10.
 - c. Välj nivå där kanaler ska läras in med  Endast en nivå i taget Kan läras in.
 - d. Tryck in Programmeringsknappen  och tangent  samtidigt. Lampan på tangent 1 och aktuell nivå blinkar.
 - e. Tryck och släpp den tangent på Control 10 som ska läras in. Lampan på nivå tangenten lyser nu med fast orange ljus.
 - f. Tryck och håll ner den tangent på originalsändaren som ska läras in i Control 10. Släpp när lampan på nivå tangenten lyser grönt. Det kan ta upp till 10 sekunder. Om lampan återgår till att lysa orange, trycker man ytterligare en eller flera gånger tills den blinkar grönt och slocknar. Om lampan blinkar rött har inläringen misslyckats. Försök ytterligare en gång från punkt c.
 - g. Om inläringen har lyckats med första knappen går man vidare med punkt e och f tills alla tangenter är inlärd. Avsluta med att trycka på .
 - h. Indikatorlampan för programmering blinkar grönt för att visa att det är klart.
 - i. Testa nu de inlärd funktionerna på den apparat som ska styras.



Originalsändare

2.4 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

425710 Control 10



429045 Gummiskydd



425720 Raster



Noteringsark



425715 Instickskort

Manual

890410 Säkerhetsband



3. Rengöring

Control 10 kan rengöras med en bomullstuss lätt fuktad med Alsolsprit, Klorhexidinsprit eller Etanol.






Alternativt kan Control 10 göras rent med en **mycket hårt urvriden trasa** som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

4. Apparatöversikt



5. Återställning

Tryck in programmeringstangenten (P) och knapp 3

Tryck sedan i tur och ordning på tangenterna    
Avsluta med 

Alla tangenter på nivåerna 1-4 blinkar rött i tur och ordning och avslutas med att lampan för programmering blinkar grönt för att visa att det är klart.

IR-uppspelning efter återställning:

Tryck i tur och ordning på knapparna 1 till 8.

Observera på IR-indikatorn att kanal 16 till 23 visas.

6. Reservdelar

425712	Raster Control 10/TV
425715	Instickskort Control 10
425775	Överdel Control 10 och 18
425780	Batterilucka Control Prog
425786	Kretskort Control 10 (18)
886097	Membran Control 10
890410	Säkerhetsband
425714	IR-dioder
425772	IR-fönster Control sändare