

Rekonditionering MEMOday

Art.nr 508260



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1 Viktig information	3
2 Medföljande delar	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	4
3.1 Rengöring.....	4
4. Tillbehör och Reservdelar	4

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

Bruksanvisningen går även att hämta på Abilias hemsida.

1.1 Viktig information

OBS! Använd endast den medföljande laddaren till produkten. Kontakta din leverantör om du behöver en ny.

2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 4. *Tillbehör och Reservdelar*.



Följande delar ingår:

- MEMOday, art.nr. 508260
- Laddare till MEMOday, art.nr: 508258
- 3 bruksanvisningar (svensk, norsk, dansk)






3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar.

3.1 Nollställ apparaten

Nollställ så att apparaten startar upp i konfigurationsläge nästa gång den startar. Då kommer instruktionen "Komma igång" i bruksanvisningen att stämma.

1. Tryck in *På/Av*-knappen på baksidan tills två val visas.
2. Tryck på  för att starta inställningsguiden.
3. Håll in  i 20 sekunder tills knappen blir grå.
4. Tryck in *På/Av*-knappen på baksidan och sedan på  för att stänga av apparaten.



3.2 Rengör apparaten

Rengör MEMOday med en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten.

3.3 Kontrollera bruksanvisning

Om bruksanvisning saknas kan den laddas hem från Abilias hemsida och sedan skrivas som A5-häfte.

4. Tillbehör och reservdelar

MEMOday	1 st
Laddare till MEMOday, art.nr: 508258	1 st
Svensk bruksanvisning	1 st
Norsk bruksanvisning	1 st
Dansk bruksanvisning	1 st