



För en god sömn

Somna Kedjetäcke

Somna Kedjetäcke är ett tyngdtäcke som ger sinnesstimulans genom ett jämnt fördelat tryck och tyngd. Det är framtaget för att lindra oro, ångest och sömnsvårigheter.

Somna Kedjetäcke ger en omslutande effekt via de flexibla längsgående kedjorna som följer kroppens konturer. Effekten blir att individen kan slappna av, komma ner i varv samt få en bättre sömnkvalitet.

Förutom det klassiska Somna Kedjetäcke erbjuder Abilia ytterligare två varianter av tyngdtäcken.

Kedjetäcke Balance (8 kg) har kedjorna fördelade så att de ligger tätare i mitten, vilket ger ökad tyngd och stimulans på kroppen samtidigt som kanterna är lite lättare och enklare att vika undan.

I Somna Kedjetäcke Sensitive är den vadderade sidan extra tjock och lämpar sig för den som behöver ett mjukare täcke som då också är lite varmare.

Somna Kedjetäcke



ABILIA

ANVÄNDNING

Somnas Kedjetäcke har en kedjesida och en vadderad sida. Med den vadderade sidan mot kroppen får man ett jämnt och djupt tryck, och med kedjesidan mot kroppen får man en ökad taktill stimulans. Vilken sida man väljer att vända mot kroppen är individuellt.

Kedjesidan har en textil med halvmånar för att användare och personal lätt ska kunna skilja på de olika sidorna.

Somna Kedjetäcke Sensitive har den mjukare sidan dubbelt så mycket vaddering som i Somna Kedjetäcke.

Hygienöverdrag finns som tillbehör till Somna Kedjetäcke.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Ger en lugnande effekt
- Lättare att komma till ro inför sänggående
- Förbättrar sömnkvaliteten

TVÄTTANVISNING

Skontvätt 60 °C.
Tvättpåse ska användas.
Dela täcket före tvätt.

MATERIAL OCH INNEHÅLL

Somna Kedjetäcke är certifierat av RISE mot standard 100 av OEKO-TEX®, produktklass I med licensnummer SE-21-270. Detta garanterar att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

Somnas Kedjetäcke är ett svalt tyngdtäcke som andas. Vadden är gjord så tunn som möjligt där textilen har en konstruktion med små porer och hålrum som gör att både fukt och ånga enkelt kan transporteras. På detta vis skapas en behaglig och torr miljö under hela sömncykeln.

Alla täcken är flamsäkra och kedjorna är lackade för ett tyst täcke.

Textil: 90% polyester Trevira CS, 10% polypropylen. Fyllning: 100 % lackade stälkedjor.

Detta är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.

TEKNISK INFORMATION

Produkt:	Art.nr:	Produkt:	Art.nr:
Somna Kedjetäcke 4 kg	Art.nr. 500100	Somna Kedjetäcke Sensitive 4 kg	Art.nr. 500240
Somna Kedjetäcke 6 kg	Art.nr. 500105	Somna Kedjetäcke Sensitive 6 kg	Art.nr. 500245
Somna Kedjetäcke 8 kg	Art.nr. 500110	Somna Kedjetäcke Sensitive 8 kg	Art.nr. 500250
Somna Kedjetäcke 8 kg Balance	Art.nr. 600860	Somna Kedjetäcke Sensitive 10 kg	Art.nr. 500255
Somna Kedjetäcke 10 kg	Art.nr. 500115	Somna Kedjetäcke Sensitive 12 kg	Art.nr. 500260
Somna Kedjetäcke 12 kg	Art.nr. 500120	Somna Kedjetäcke Sensitive 14 kg	Art.nr. 500265
Somna Kedjetäcke 14 kg	Art.nr. 500125		
Somna Kedjetäcke Junior 3 kg	Art.nr. 500215	Tillbehör:	
Somna Kedjetäcke Junior 4 kg	Art.nr. 500217	Hygienöverdrag Somna Kedjetäcke	Art.nr. 700810
		Hygienöverdrag Somna Kedjetäcke-Junior	Art.nr. 700811

