



Få rask hjelp ved anfall

Falck Epilepsialarm

Falck epilepsialarmer er utviklet for deg som har epilepsi og som trenger rask hjelp ved ulike typer anfall. Alarmen utløses ved anfall i form av kramper, muskelrykninger, rytmiske bevegelser og lyd eller der fukt og væske er et symptom. Sensorene er følsomme og registrerer dermed også svært svake anfall. Du kan bruke alarmen både i sengen og i en stol.

Falck EpiKlon svinger en alarm når du får en epileptisk anfall. Alarmen kobles trådløst til en personsøker eller en mobiltelefon, for å varsle slektninger eller støttepersoner ved anfall.

Det gir deg en tryggere og sikrere hverdag.



ALARM FØR ULIKE TYPER AV ANFALL

Falck epilepsialarm inngår i en serie pålitelige alarmprodukter som er godt utprøvd og brukes både i hjemmemiljø og omsorgsboliger verden over. Bruk den alarmen som passer til ditt behov.



Falck EpiTon - Registrerer anfall i form av lyd

Falck EpiTon er en epileptisk alarm som oppdager lyder (skriking, smacking etc.) i forbindelse med epileptiske anfall. Mikrofonsensoren er plassert så nær munnen som mulig, for eksempel festet til klær eller på hovedsiden av sengen. EpiTons følsomhet gjør den egnet selv i tilfeller av svært svak støy.



Falck EpiFukt – Registrerer fukt

Falck EpiFukt er en epilepsialarm som registrerer fukt som vannlating, svette, oppkast og sikling. Innstillingsmuligheter for både små og store mengder fukt. Kan brukes i seng, rullestol og hvilestol. EpiFukt leveres med to vaskbare flanellaken, strømforsyning, kabler samt skruer til montering.

VIDERESENDING AV ALARM

Falck Epi produktene avgir en alarm når du får et epileptisk anfall. Via en ekstern alarmanhet (tilbehør All in One) overføres alarmen trådløs til en personsøker eller mobiltelefon for å varsle familiemedlemmer eller støttepersoner. Den tekniske løsningen er tilpasset det fysiske miljøet til boligen, samt ønsker og prosedyrer for å motta alarmen.



TEKNISK	INFORMASJON	PRODUKT	ART NR	HMS NR	TILBEHØR	ART NR	HMS NR
Størrelse	16 x 10 x 4,5 cm	Falck EpiTon	323801	020678	All in One	330701	212977
Strømkabel	Bruk kun Falcks versjoner	Falck EpiFukt	323803	020680	All in One Basic	330700	212976
Spennning	12 V DC 4-polet modularkontakt				Batteri Back-Up	323808	233232
Strømforbruk	110 mA						
Utgang	6-polet modularkontakt 12 V DC strømforsyning						
Sensorinngang	8-polet modularkontakt						

Ver. 2017.06.02