

En naturlig kommunikation

Lightwriter SL50

Lightwriter SL50 är utformad att vara en komplett text-till-tal-enhet för de som har svårt att kommunicera genom eget tal.

Med Lightwriter har du möjlighet att delta i sociala sammanhang både på jobbet och på fritiden, även om miljön är bullrig eller dåligt upplyst. De dubbla skärmarna har bra kontrast och anpassas efter ljusförhållandena.

Lightwriter förmedlar ditt budskap på ett effektivt sätt. Den är enkel att använda tack vare användargränssnittet, den inbyggda ordprediktionen samt den väl utvecklade högtalaren.

Art. nr 1740100



ENKEL OCH NATURLIG KOMMUNIKATION

Kommunikation är en naturlig del av livet och alla borde inkluderas. Med Lightwriter kommer du enkelt igång med kommunikationen genom att trycka på valfri tangent. Skärmen som riktas mot samtalspartnern gör att du kan kommunicera naturligt även med ögonkontakt, gester och kroppsspråk.



KONSTRUERAD FÖR VARDAGSLIVET

Du kan koppla din Lightwriter till mobiltelefonen via Bluetooth och ringa till dina kontakter med hjälp av tangenterna på din Lightwriter. För dig som använder en Android-enhet kan du även skicka och ta emot SMS via Lightwriter.

Om du befinner dig i en bullrig miljö ser högtalaren till att du fortfarande kan bli hörd samtidigt som de båda skärmarna bekräftar vad du sa.

Om du vistas utomhus är det inget problem då de justerbara skärmarna har tydliga kontraster och en belysning som anpassas efter ljusförhållandena.

ANPASSAS EFTER DINA ÖNSKEMÅL

Användarmenyn är anpassningsbar, vilket gör det enkelt att använda den. Du kan välja att konfigurera menyn så att alla inställningar syns alternativt att du ser en begränsad meny som endast visar det du behöver se. Vidare kan du ändra storleken på texten samt skärmens ljusstyrka, du kan justera volymen och andra ljudinställningar.

En omfattande ordlista är förinstallerad i din Lightwriter. Dess adaptiva teknik kommer att lära sig nya ord och förutsägelser när du skriver och den blir mer lyhörd med tiden, vilket gör det snabbare att hitta de ord du behöver. Du kan även ladda upp din egen ordlista, ta bort ord du inte vill använda samt ändra uttalet på orden.

Med Acapelas tjänst "my own voice" kan du spela in din egen röst för att använda i talsyntesen och göra den personlig för dig, men du kan också välja mellan flera olika högkvalitativa manliga eller kvinnliga röster.

Det finns tre medföljande finger guider i olika storlekar som du använder om du har en begränsad fysisk rörlighet. Du kan också justera inställningarna för knappkänslighet på tangentbordet.

Om du behöver hjälp att skriva genom att använda en manöverkontakt, så kallad skanning, så finns tekniken klar att användas i din Lightwriter. Du kan också använda en kombination av skanning och tangentbordstryck om dina förutsättningar förändras med tiden.

LÄTT ATT TA MED SIG

Lightwriter är en lätt, bärbar och robust text-till-tal-enhet. Du kan ta med dig den överallt då den är konstruerad för att motstå stötar i vardagen. Dess batteri har en snabb uppladdningstid och en lång användningstid vilket gör att du kan nyttja den hela dagen.

LIGHTWRITER SL50 LEVERERAS MED:

Lightwriter SL50
Tre olika fingerguide
Användarväska
Laddare
Verktygskit
USB minne
Ethernetkabel
Bruksanvisning och snabbguide

TEKNISK INFORMATION:

Storlek i mm: 240 x 140 x 55
Vikt: 740 g
Talsyntes: Acapela HQ
Batteri: Uppladdningsbara Lithium-Ion