

# MEMOactive

Digital kalender med forenklet tidvisning og telefonfunksjon



MEMOactive



*Med Memoactive får Line svar  
på sine spørsmål om hvor  
lenge det er til ”*



## KALENDER OG AKTIVITETER

Memoactive hjelper deg å huske avtalte tider, strukturere din dag, uke og måned året rundt. En lys søyle/lysprikk viser når på dagen det er. Påminnelser for aktiviteter kan mottas som alarm og personlig innlest melding. Påminnelsene kan også inneholde informasjon med bilde og beskrivende tekst, samt kvitteringsbare delaktiviteter. Dette gir en god oversikt for brukeren og gjør det lettere å utføre aktiviteter som består av flere delmål. Medfølgende talesyntese kan brukes for å få opplest instruksjoner til aktivitetene. Alarm, vibrasjon samt en personlig innlest melding kan gis ved aktivitetenes starttid og sluttid.

## BRUKERVENNLIG

Memoactive tilpasses individuelt. Den er lett å ta med, medfølgende veske har belteklips og kan bæres i beltet. Det er lett å legge inn aktiviteter, enten på egen hånd eller med bistand. Memoactive har valgbare funksjoner med mange innstillingsmuligheter: kvittering for påminnelser, forvarsel lyd, repetisjon av påminnelse, veksling mellom tidslinje og listevisning, zoom- og navigeringsfunksjon. Pågående aktivitetsbilde kan vises i helskjerm så lenge aktiviteten varer, for å fange oppmerksomheten til det som foregår.

## MEMOACTIVE BRUKT SAMMEN MED MEMO-PLANNER-, OVERFØRING AV INFORMASJON

Memo planner er en vegghengt digital kalender som kan brukes sammen med Memoactive for den som trenger en større enhet hjemme og en som er lett å ta med. Disse to kan med kabel enkelt synkroniseres slik at begge enhetene inneholder samme informasjon i kalenderen.

## MINE BILDER OG KAMERA

Memoactive har innebygd kamera for å ta bilder knyttet til aktiviteter, delaktiviteter, kontakter til telefonlisten eller for å legge inn i Mine bilder. Mine bilder kan brukes som kommunikasjons- og hukommelsesstøtte, f.eks familiebilder og ferieminner.

## NEDTELLING

Kan gjøres digitalt eller som en tydelig visuell tidslinje. 10 nedtellingstider, hvorav 5 standardtider på 3, 5, 10, 15, 20 minutter og 5 valgbare tider med mulighet for bilde og tekst.

## TELEFON, SMS OG SMS-BILDE

Memoactive har forenklet telefonfunksjon for samtaler og for vanlige tekstmeldinger (SMS). SMS-bilde er forprogrammerte, ferdig skrevne SMS med et symboliserende bilde som gjør det enkelt å bruke SMS funksjonen. Medfølgende talesyntese kan brukes for å få opplest SMS.

## LEVERES MED

Veske, lader med USB-kabel, internt batteri, 8GB minnekort, ørepropper, rengjøringsduk, brukerveiledninger, talesyntese "Kari" Acapela HQ og Abilia bildebase 836 stk søkbare bilder.

## MEMOACTIVE P2

> ARTIKKELNUMMER: 501720 HMS: 177838

> MER INFORMASJON: besøk vår hjemmeside