

## Micro Rolltalk

Håndholdt og robust samtaleapparat med mange muligheter, hvor du også kan telefonere og bruke SMS!

Med Micro Rolltalk medfølger ferdige opplegg som kan brukes som utgangspunkt til en personlig tilpasning

**ROLL**talk



*Kommunikasjon er mer enn  
bare en stemme*



**ABILIA**



## MICRO ROLLTALK

Micro Rolltalk er et mobilt, håndholdt kommunikasjons hjelpemiddel for personer med nedsatt taleevne. Med denne modellen Micro Rolltalk kan du også telefonere og kommunisere via SMS. Funksjoner og innhold bestemmes ut fra brukerens interesser og forutsetninger. Innholdet består av felter med bilder, symboler eller tekst. Ved å trykke på et felt, avspilles en talemelding. Micro Rolltalk kan betjenes med en hånd eller begge hender, er enkel å ta med og har kapasitet for uendelig mange talemeldinger. Micro Rolltalk har kalender og påminnelse, og kan også brukes som støtte for hukommelse og struktur.

Rolltalk Designer 8 og talesynteser er forhåndsinstallert.

## BRUKERGRUPPE

Personer med behov for Alternativ og Supplerende kommunikasjon, og som klarer å betjene en liten skjerm med touch.

## ROLLTALK DESIGNER 8

Programmet som følger med Rolltalk er intuitivt og fleksibelt. Det gir en unik mulighet til å tilpasse hjelpemiddelet til brukerens personlige behov og interesser.

## MICRO ROLLTALK INNEHOLDER

Rolltalk Designer 8 | Fingerguider: 1, 4, 9 og 16 hull | Veske | Lader | Internt batteri | USB-kabel | Micro SD | PCS Ressurs CD | Minnekort og adapter | Kari og Olav Talesyntese | Engelsk Talesyntese | Øreplugg | Pusseklut | Brukerveiledninger

## MICRO ROLLTALK SPESIFIKASJONER

Vekt: 226 gram  
Mål: 72 x 130,5 x 24 mm  
RAM: 256MB RAM  
ROM: 512MB  
Skjerm: 3,5" touchskjerm  
Batteritid: 8 timer  
Prosesor: PXA320 806MHz  
Operativsystem: Windows Mobile ®6.5 Professional

## MICRO ROLLTALK P7

> ARTIKKELNUMMER: 001570 | HMS: 192330

> BESØK VÅR HJEMMESIDE: for flere bilder, filmer og mer informasjon

### > TILBEHØR:

	HMS:	Art.nr:		HMS:	Art.nr:
Armfeste for Micro Rolltalk	161533	001116	Pictogramarkiv	021080	000201
Belteklips	195808	001109	Seleanheng, JUNIOR	195793	000277
Billader		001574	Seleanheng, REGULAR	155794	000287
Blissarkiv		000203	Vannrett pose	170363	500126
Bordstativ		001573	Veske, stort batteri		001575
Dockingstasjon		001576	Veske, lite batteri		001592
Fingerguider 4, 6, 9 og 16 hulls		001571			
Micro Cover boks, lite batteri		001591			
Rullestolfeste		001572			
Halsanheng	135684	000153			
Høytaler bluetooth	154829	001123			

