

# Rekommenderade surfplattor

## Rekommenderade surfplattor till Rolltalk Designer 8

Vi rekommenderar surfplattor med Windows 8 Pro.

Rolltalk Designer 8 stöttar Windows 8 Pro.

## 10" rekommenderad surfplatta till Rolltalk Designer 8

- HP Elitepad 900
  - 10" skärm
  - Windows 8 Pro
  - 3G
  - 2GB RAM, 1,8 GHz Dual Core Intel Atom Z2760
  - Ca. 10 t batteritid
  - 680 gr.

## 12" rekommenderad surfplatta till Rolltalk Designer 8

- Samsung Ativ Smart
  - 11,6" skärm
  - Windows 8 Pro
  - 3G
  - 2GB RAM, 1,8 GHz Dual Core Intel Atom Z2760
  - Ca. 7 t batteritid
  - 750 gr.
- Fujitsu Stylistic Q572
  - 11,6" skärm
  - Windows 8 Pro
  - 3G
  - 4GB RAM, 1,8 GHz Dual Core AMD Z60
  - Ca. 7 t batteritid
  - 820 gr.

## Minimumskrav för surfplatta:

- Windows 8/Windows 8 Pro
- 2 GB RAM
- Intel Atom Z2760 prosessor eller högre
- 32GB SSD eller högre

Vi rekommenderar att använda surfplattor med goda grafiska möjligheter och kraftigt ljud. **OBS!** Kraven är generella och det kan förekomma avvik.