


Rolltalk Designer 8

Rolltalk Designer er programmet for den som benytter Rolltalk eller PC til kommunikasjon. Programmet er også et godt hjelpemiddel for dem som bruker papirmateriell.



Rolltalk Designer gir nye muligheter!

NYHETER I ROLLTALK DESIGNER 8

- Kontaktlister for e-post og telefon/SMS
- Det nye visuelle grensesnittet bygger på Office 2013 standard
- Menylinje og ikoner erstatter de gamle verktøylinjene
- Hjelpetekst: Ved å holde musepeker over ikonene på tittel og menylinjen vises en hjelpetekst med funksjonsforklaring
- Miniaturvisning i sideoversikten
- Veksle mellom to redigeringsnivåer: enkel og normal
- Forbedret ordprediksjon: Ordforslag baseres på de to foregående ordene i teksten
- Kontaktlister for Skype, e-post og telefon/SMS
- Ukentlig back-up av brukerprogrammet
- Valgfri plassering av back-up ved installasjon av programvaren

Bildene til høyre viser litt av det nye materialet og funksjonene i programmet

ROLLTALK DESIGNER INNEHOLDER

Rolltalk Designer | Talesyntese norsk | Talesyntese engelsk | PCS-Ressurs | PCS Høykontrast | Ask-IT Skole | Rolltalk Designer bildebank | Brukerveiledning

ROLLTALK DESIGNER

Nyeste versjon av Rolltalk Designer kan lastes ned kostnadsfritt for den som har versjon Programsnekker 6.3 eller nyere. For mer info se www.abilia.no eller ring oss for å få tilgang til lisensnøkkel. Nye Rolltalk Designer krever Windows Vista eller nyere.

KOM I GANG

For at du raskt og enkelt skal komme i gang med nye Rolltalk Designer har vi laget en rekke instruksjonsfilmer:

Rolltalk Designer 8 Introduksjon | Muligheter i Rolltalk Designer 8 | Tittel og menylinje | Lag nytt brukerprogram | Lag nytt brukerprogram, utgangspunkt mal | Utforsk mal | Automatisk back-up | Lag filer for distribusjon | Ferdige sider | Ferdige felter

Samtlige filmer finnes også på vår hjemmeside www.abilia.no
Ved å scanne QR-koden kan du se presentasjonen

Presentasjon:



Filmer:



ROLLTALK DESIGNER 8 FOR PC

> ARTIKKELNUMMER: 000226 Rolltalk Designer for PC ver. 8

> ARTIKKELNUMMER: 000227 Rolltalk Designer for PC med IR ver. 8

> ARTIKKELNUMMER: 000228 Rolltalk Designer for PC ver. 8, skolelisens

> MER INFORMASJON: besøk vår hjemmeside