


# Compact Rolltalk Nova

Nova er et banebrytende produkt i Rolltalk familien



*Med Nova, har jeg full kontroll på alt. Jeg kan til og med justere sittestillingen min nøyaktig slik jeg vil* ”





## HVA ER COMPACT ROLLTALK NOVA ?

Nova er et banebrytende produkt i Rolltalk familien. Grunntanken i vår designfilosofi er å gjøre det mulig for mennesker å ha full kontroll over sitt liv. Nova er resultatet som gir brukeren mulighet til å selv bestemme og tilpasse hjelpemiddelet utifra egne ønsker og behov.

## HVEM ER NOVA TILPASSET TIL?

Den tilpassede målgruppen er personer med bevegelse - eller talevansker, Cerebral Parese, ALS, høye ryggmargskader og andre personer som behøver et alternativ til en standard datamaskin. Nova er tilpasset flere betjeningsløsninger, som touch, hodemus og øyestyring.

## BLANT FUNKSJONENE ER:

- Rullestolkjøring og setejustering
- Kommunikasjon med talesyntese
- IR-styrt fjernkontroll for styring av f.eks. hjemmemiljø og apparater (stereo, TV, DVD)
- E-post\*
- Kontaktliste
- Kalender
- SMS\*\*
- Internett\*
- Tilpasset Kindle® e-bokleser
- Kamerafunksjoner
- Full Windows® tilgang

\*Krever Internett tilkobling

\*\*Krever SIM-kort og abonnement

## HVORFOR ER NOVA UNIKT?

Alt skjer i farten, direkte på skjermen, uten behov for å aktivere redigeringsmodus. Alle funksjoner er lett tilgjengelig for brukeren. Tilpasning av programmet skjer fort og enkelt, også for nybegynnere.

## BRUKEREN KAN BLANT ANNET:

- Tilpasse hovedmenyen ved å velge de funksjoner som behøves, eller som foretrekkes å bruke
- Lage egne snarveier til ofte benyttede funksjoner
- Velge og tilpasse betjeningsløsninger

Rolltalk Nova er integrert i Compact Rolltalk og leveres i ferdige pakkelsninger.

## INNHold:

Compact Rolltalk med omgivelseskontroll og integrert styngsmodul | Rolltalk Nova | USB SIM-kortholder | 2 stk batterier med hot swap funksjon | Adapter til el-rullestol | Kabel for tilkobling til el-rullestol | Bryter | Brukerveiledninger

## OPPGRADERING AV COMPACT ROLLTALK

Compact Rolltalk (sort modell) kan oppgraderes til Rolltalk Nova.

## BESTILLES SEPARAT:

- Monteringsutstyr og betjening

## COMPACT ROLLTALK SPESIFIKASJONER

Processor: Intel® Atom™ N2800

RAM: 4 GB

Harddisk: 120 GB SSD

Operativsystem: Windows 7

## Compact Rolltalk NOVA S7

### > ARTIKKELNUMMER:

001271 Compact Rolltalk S7 med Nova

001272 Compact Rolltalk S7 med Nova og kjøring, Permobil

001273 Compact Rolltalk S7 med Nova og kjøring, Etac 800, Permobil (USA), Sunrise Medical "Quikie Salsa"

001274 Compact Rolltalk S7 med Nova og kjøring, Invacare TDXSP

001275 Compact Rolltalk S7 med Nova og kjøring, Pride