




# Selvstendighet i hverdagen

## Omgivelseskontroll

Omgivelseskontroll gjør det lettere for deg med kognitive eller motoriske funksjonsnedsettelse å styre funksjoner i omgivelsene dine. Det kan for eksempel være å åpne og lukke dører og vinduer, styre porttelefonen, lamper, sengefunksjon og TV.

Vårt system bruker hovedsakelig infrarødt lys (IR) til trådløs styring. Det er et sikkert og brukervennlig system der du som bruker får full kontroll. Systemet passer godt i et hjem der det er viktig at du faktisk ser hva du styrer for å være sikker på at du styrer riktig funksjon. Noen av produktene våre er også utstyrt med Gewa Radio (GR), som gjør det mulig å styre funksjoner utenfor synsrekkevidde.

Produktene våre brukes i private hjem, skoler, på sykehus, på arbeidsplasser og i spesialtilpassede boliger.



**ABILIA**

# Dette kan du styre

I tillegg til forbrukerprodukter som **TV**, **digitalbokser** og **stereo** er det mange andre funksjoner i hjemmet du kan ha behov for å styre. Med Abilias spesialprodukter får du en helhetsløsning og kan styre alt med én og samme fjernkontroll. Muligheten til å styre ditt eget hjemmemiljø gir deg frihet og trygghet til å leve livet på dine egne betingelser.



ANDROMEDA MOTTAKER  
ART NR 419812



VINDUSAUTOMATIKK  
ART NR 4453



ANDROMEDA SOCKET  
ART NR 419880



FALCK 5700 KARI  
STYRINGSBOKS  
ART NR 538002



GEWA ANDROMEDA BED  
ART NR 419893



DUOCOM  
ART NR 2180

## 1 DØRER

Med fjernstyrt dørautomatikk kan du komme deg inn og ut av huset på egen hånd og bevege deg fritt omkring inne i huset.

## 2 VINDU

En vindusåpner gjør det mulig å få luftet ut i rommet. Med et tastetrykk kan du åpne vinduer for å få frisk luft og lukke dem når det blir kjøligere om kvelden. Åpneren passer til de fleste vinduer, både inn- og utadslående.

## 3 LAMPER / APPARATER

Med en reléboks er det enkelt for deg å slå på og av lamper og andre apparater. Reléboksen er lett å koble til, flytte og tilpasse til nye funksjoner.

## 4 HUSHOLDNINGSSAPPARATER


Med Kari Styreboks og en valgfri bryter kan du enkelt styre for eksempel et husholdningsapparat, en batterileke eller lampe. Kari Styreboks passer for deg som skjelver på hendene eller har nedsatt muskelkraft eller syn.

## 5 SENG

Med mottaker for betjening av seng kan du selv skifte stilling i sengen. Kombinert med en motordrevet seng og trådløs fjernkontroll kan du for eksempel endre høyden på hodeenden. Mottakeren kan styre to funksjoner samtidig. Dette muliggjør en stabil og behagelig posisjonering.

## 6 YTTERDØR

En porttelefon gjør det mulig å snakke med og slippe inn den som ringer på ytterdøren, uansett hvor i boligen du befinner deg, for eksempel fra sengen.



# Fjernkontroller for alle behov

Abilia har et bredt tilbud av fjernkontroller og brytere for å tilfredsstille akkurat ditt unike behov. Med én og samme enhet kan du styre både spesial- og forbrukerprodukter. Abilias fjernkontroller er programmerbare og kan lett «lære seg» IR-signaler fra kontrollen som følger med TV-en. Nedenfor følger et utvalg av Abilias sortiment.

## AVANSERT FJERNKONTROLL FOR BÅDE DEN FYSISKE OG VIRTUELLE VERDEN

Dette er vårt mest avanserte system som kan styre både de fysiske omgivelsene i hjemmet og apper på en smarttelefon eller et nettbrett. Det er enkelt å skifte mellom radskanning og punktskanning avhengig av hvilken app som brukes. Systemet kan brukes med valgfri bryter.



GEWA CONNECT  
ART NR. 461180

## FJERNKONTROLLER MED DYNAMISK DISPLAY

Fjernkontroller med dynamisk display er enkle å bruke, både motorisk og kognitivt. Du kan for eksempel velge knappestørrelse, symboler og bakgrunnsfarger. Fjernkontrollen brukes ved direktepeking eller skanning ved hjelp av en bryter. Dessuten har fjernkontrollen et SIM-kort som gjør at den kan fungere som en mobiltelefon.



CONTROL OMNI  
ART NR. 429000

## FJERNKONTROLLER MED BRYTER OG SKANNING

Disse fjernkontrollene leveres med fingerguide. Det er enkelt å skifte til skanning med en eksternt bryter. På Abilias hjemmeside kan man enkelt lage symboler til å feste på knappene.



CONTROL PROG  
ART. NR. 425700

## FJERNKONTROLLER FOR DIREKTEPEKING

Fjernkontroller for direktepeking med fingerguide ligger godt i hånden og er enkle å bruke for personer med kognitiv eller motorisk funksjonshemming. Et trykk på en knapp bekreftes ved vibrering, susende lyd eller lys. På Abilias hjemmeside kan man enkelt lage symboler til å feste på knappene.




CONTROL MEDI EASY  
ART NR. 429240

## ENKLE FJERNKONTROLLER MED EKSTERNE BRYTERE

Disse fjernkontrollene brukes av personer med alvorlig kognitiv eller motorisk funksjonshemming. Fjernkontrollen styres ved hjelp av en eksternt bryter. Man kan ha opptil seks funksjoner som styres av seks separate brytere som kan merkes med bilde eller tekst som angir egnet funksjon.



BIG JACK  
ART NR. 402500




## BETJENING OG BRYTERE

Når du har behov for å styre en fjernkontroll med en ekstern bryter, har Abilia et stort utvalg å velge fra. En bryter kan for eksempel være en stor knapp eller et suge- eller blåsemunnstykke.

I en individuell utprøving kan vi alltid hjelpe deg med å velge betjeningsenhet, uansett hvilken bevegelsesevne eller muskelkraft du har.

Vi har forskjellige monteringsystem som brukes for å plassere fjernkontrollen og eventuelle brytere der du trenger dem. Uansett om du ligger i sengen og ønsker å kunne slå på lyset, eller sitter i stuen og vil åpne døren for noen, skal du ha mulighet til å få tak i alt du trenger.



PIKO BUTTON 50  
ART NR 451505



## SPECIALTILPASNINGER, OPPLÆRING OG KURS

Mange av våre hjelpemidler kan spesialtilpasses til den enkelte, derfor er det viktig at du og dine pårørende føler dere trygge på produktet og de mulighetene som finnes. Våre konsulenter, produktansvarlige og serviceteknikere har god kunnskap om produktene og bidrar gjerne med råd på forespørsel.



## WORKSHOP OG PRESENTASJONER

I Abilia holder vi regelmessig kurs, workshops og presentasjoner om hjelpemidlene og løsningene våre. På hjemmesiden vår finner du en oversikt over aktuelle, planlagte kurs rundt om i landet. Du kan også ta kontakt med oss direkte for å avtale kurs eller produkt demonstrasjoner ut fra ditt behov.

## OM ABILIA

Abilia gir personer med spesielle behov muligheten til et mer selvstendig liv og til å ta kontroll over sin egen hverdag. På bakgrunn av mer enn 40 års erfaring og ut fra forskningsresultater vet vi at våre hjelpemidler hjelper mennesker med å få en bedre struktur på hverdagen, kommunisere med omgivelsene, kontrollere funksjoner i hjemmet og påkalle hjelp ved behov. Vi mener at alle mennesker skal ha samme muligheter til å delta i samfunnet på sine vilkår, og vi brenner for å skape forutsetninger for at alle kan leve et rikere liv.

Vi i Abilia finnes der for å hjelpe og støtte deg i evalueringsprosessen. Ved å identifisere dine unike behov, kan vi sammen finne den ultimate løsningen av verktøy for deg.