

A close-up photograph of two young children hugging. The child on the left has curly brown hair and is wearing a red shirt, smiling broadly. The child on the right has straight brown hair with a white bow and is wearing a white shirt, smiling with eyes closed. The background is bright and out of focus.

Hjälpmedel
genom hela livet



ABILIA



Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och leva ett rikare liv

Alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor och vi på Abilia brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor med funktionsnedsättningar att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. Användarna får ökad kontroll, känner sig mindre stressade och får ökat självförtroende. De upplever att de kan leva ett självständigare liv, ta fler kontakter och känner sig mer delaktiga i vardagen, skolan och arbetslivet.

Behovet av hjälpmedel kan variera beroende på förutsättningar och ålder. Det kan vara att man har Downs Syndrom, CP-skada eller fått en diagnos inom ADHD/ADD eller Autismspektrat. Andra kan ha fått en ryggmärgs- eller hjärnskada vid en olycka, en stroke eller demenssjukdom. Oavsett orsak till behoven så har alla rätt till ett självständigt liv i samspel med andra.

Våra hjälpmedel ger:

BÄTTRE STRUKTUR OCH ÖVERSIKT I VARDAGEN

Många upplever att vardagen blir rörig och det är svårt att hålla reda på tiden, vad man ska göra och hur lång tid det tar. Abilias hjälpmedel hjälper till att hålla reda på tiden, strukturera, planera och få översikt. Användarna upplever att de får mer kontroll, kan hantera mer i vardagen och utföra aktiviteter på egen hand.



ÖKAD KOMMUNIKATION OCH DELAKTIGHET

Våra kommunikationshjälpmedel ger människor med svårigheter att kommunicera möjlighet att göra sig hörda. Vi har kommunikationsmaterial med bilder och symboler för personer som har behov av stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk. För de med talsvårigheter har vi hjälpmedel för att kommunicera via text, röstförstärkning eller talsyntes.



ÖKAD SJÄLVSTÄNDIGHET I HEMMET

För personer som har någon form av rörelsehinder är det viktigt att själva kunna hantera och styra funktioner i sin omgivning oavsett om man bor i ett eget hem, någon form av gruppboende eller på vårdhem. Abilias hjälpmedel ger möjlighet att styra funktioner som att tända och släcka lampor, öppna fönster och dörrar, styra porttelefon och släppa in besökare, titta på TV och lyssna på musik samt ändra sin sitt- eller liggställning.



MER TRYGGHET OCH SÄKERHET

Det finns många olika anledningar till att man kan vara i behov av ett larm. De som har epilepsi behöver få snabb hjälp när de får ett anfall. För de som är dementa är det viktigt att nära anhöriga eller vårdpersonal snabbt kan få larm om de till exempel är på väg att gå ut i pyjamasen mitt i natten. Vi har olika larm som kan få alla att känna dig trygga och säkra.



Bättre struktur och översikt i vardagen

Vi har hjälpmedel som visar tid och dag, håller ordning på veckodagar, när man ska börja och hur länge man ska hålla på med en aktivitet samt kompletta hjälpmedel som hjälper till att planera och få översikt, skapa struktur i och hantera vardagen på egen hand. Alla hjälpmedel är lättanvända. De kan hängas på väggen, ställas på en fast plats i hemmet eller tas med när man går ut.

FÅ BÄTTRE TIDSORIENTERING OCH KÄNSLA FÖR TID

MEMO Timer - Visuellt timer




MEMO Timer är ett hjälpmedel som passar alla åldersgrupper och gör det enklare att förstå tid, till exempel hur lång tid en aktivitet tar eller om hur länge en aktivitet ska börja.



MEMOday - Kalender för tids- och dygnsorientering

MEMOday kan visa veckodag, datum, klockslag och om det är morgon, dag, kväll, eller natt. Man väljer själv vad som ska visas på displayen och på vilket språk. Kalendern har även talstöd.

FÅ ÖVERSIKT OCH STRUKTUR



MEMOdayplaner - Magnetisk whiteboardtavla

Planeringstavlan, som hängs på väggen, visar tydligt tiden i form av ljusprickar och ger överblick över alla planerade aktiviteter under dygnet. Användaren kan enkelt anpassa den efter sina önskemål med hjälp av text, bilder och symboler och genom att lägga till larm vid önskade tidpunkter.



MEMOplaner - Digital aktivitetskalender

MEMOplaner hjälper till att komma ihåg avtalade tider, planera aktiviteter och strukturera vardagen. Kalendern kan anpassas genom att lägga in aktiviteter med bilder, text, checklistor, inspelade meddelanden, och påminnelser. Det finns möjlighet till stöd på distans med webbtjänsten myAbilia.

FÅ STRUKTUR OCH PLANERA VARDAGEN SJÄLV

Handi är ett kognitivt hjälpmedel som ger en tydlig struktur och översikt över dagen, veckan och månaden. Handi ger användaren möjlighet att själv planera in sina rutiner och aktiviteter. Det ger ökad kontroll, skapar trygghet och möjlighet att hantera sin vardag på egen hand.

Med Handi kan man:

- planera tid och få översikt över dagen, veckan och månaden
- strukturera aktiviteter via checklistor och bilder
- få larm när aktiviteter börjar och slutar
- hålla reda på pengar med hjälp av prISRÄKNAREN
- känna sig trygg med hjälp av vår trygghets- och krishanteringsfunktion
- hantera stressymptom med självhjälpssvRKYTGET.



HANDI FINNS I TRE OLIKA VARIANTER

Handi One - KompletT paket med smartphone och programvara

Kan användas med funktionerna i Handi5 SW och med kompletterande tredjepartsapplikationer till exempel e-post, sociala medier, reseplanerare och kartor.



Handi5 SW - Applikationspaket till Android

Handi5 SW är ett applikationspaket med Handifunktioner för installation i egen Android-telefon eller surfplatta. Paketet innehåller startskärm, tangentbord, talsyntes och samtliga Handi-funktioner.



HandiKalendern

Tids- och planeringsapplikation som ger ett avancerat tidsstöd i en lättanvänd kalender. Kalendern ligger på den vanliga bildskärmen tillsammans med andra appar. HandiKalender finns för både iOS och Android.



HJÄLP OCH STÖD PÅ DISTANS

myAbilia - Webbtjänst

myAbilia är en webbtjänst till MEMOplanner, Handi och GEWA Connect som gör det möjligt att hantera produkterna från distans.



Kommunicera i alla situationer

Abilia tillhandahåller kommunikationshjälpmedel både till människor med talsvårigheter och till dem som behöver stöd i sin språkliga utveckling. Hjälpmedlen anpassas efter individens språkliga utvecklingsnivå och språkförmåga och kan därför följa en person genom hela livet.

UTVECKLA SPRÅKET GENOM ATT ANVÄNDA DET

PODD

Ett kraftfullt kommunikationshjälpmedel som följer språkutvecklingen



PODD är ett kommunikationssystem för personer som behöver stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk. Systemet tar utgångspunkt i språkets funktion, dvs avsikten med att kommunicera, till exempel "Jag berättar något", "Jag gillar det", "Jag frågar". Detta är så kallade pragmatiska starter som underlättar tolkningen av det slutliga budskapet.

PODD är utvecklat för barn, men kan även passa äldre åldersgrupper. PODD från Abilia är utvecklat i samarbete med logopeden Gayle Porter, som har flera decenniers klinisk erfarenhet av framtagning och användning av kommunikationssystem för barn. PODD kan användas både låg- och högteknologiskt, i bokform eller i elektronisk form i en kommunikationsdator.



PODD BÖCKER

PODD-böckerna kommer som förtryckta böcker för olika språkliga utvecklingsnivåer. När språket utvecklas lägger man successivt till ord och på så sätt byggs det upp ett vokabulär. Strukturen och principen är densamma i de olika versionerna, så det är lätt att gå vidare till nästa nivå vid framsteg i den språkliga utvecklingen. Abilias PODD-böcker finns i nivåerna PODD 12, PODD 20, PODD 40 och PODD 70.



ELEKTRONISK PODD

Elektronisk PODD bygger på samma princip som pappersböckerna, men med de fördelar en elektronisk enhet erbjuder. Den inbyggda talsyntesen gör det möjligt för användaren att bli hörd med en röst. På så vis blir det enklare att kommunicera med fler i omgivningen, även med de som inte är bekanta med AKK. Det är enkelt att anpassa Elektronisk PODD direkt i enheten.

Gör din röst hörd och delta aktivt

Lightwriter - Bärbar samtalsapparat

Lightwriter är till för personer som kan läsa och skriva, men som har svårigheter att kommunicera genom tal. Genom att använda dubbla skärmar, kan samtalspartnern både höra "rösten" och läsa det man skriver. En naturlig dialog skapas.



Med Lightwriter kan man:

- kommunicera med familj och vänner på distans med telefonfunktionen och SMS via mobiltelefon.
- välja mellan flera manliga eller kvinnliga röster.
- lägga in fritext, spara färdiga meningar och använda ordprediktion.
- anpassa tangentbordet efter förutsättningar och behov eller använda skanning med manöverkontakter.

Lightwriter är bärbar, tålig och levereras med en väska, så att man kan ha den med överallt.



Röstförstärkare - Förstärker rösten

Röstförstärkaren gör det lättare att prata för den som har svag, viskande eller ansträngd röst och enklare att höra för den som ska lyssna. Den ger dig bra ljudkvalitet, har mutefunktion och är lätt att använda.


Du kan använda röstförstärkaren både i privata och yrkesmässiga sammanhang och den finns med många olika mikrofoner beroende på situation och behov.



Ökad självständighet i hemmet

Oavsett om man bor i ett eget hem eller någon form av gruppboende är det viktigt att själv kunna styra funktioner i sin omgivning. Det ger ökad trygghet, frihet och glädje att klara av att bo själv.

Våra fjärrkontroller ger möjlighet att styra många olika funktioner i hemmet som att tända och släcka lampor, öppna fönster och dörrar, styra porttelefon, släppa in besökare, titta på TV och lyssna på musik, ändra sitt- eller liggställning och mycket mer.



MOTTAGARE FÖR ALLA BEHOV

För varje funktion som man vill kunna styra behövs en mottagare och vi har mottagare för alla olika behov.



Andromeda IR - Mottagare för fasta installationer

Programmerbara IR- eller radiomottagare ger möjlighet att själv kunna öppna dörrar, röra sig fritt inomhus, ta sig in och ut ur sin bostad, öppna fönster och mycket mer.



Andromeda socket - Plug-in mottagare

Med Andromeda Socket kan man enkelt slå av och på en lampa, köksmaskin, TV, video eller batteridrivna leksaker. Mottagaren kan ta emot IR och GewaRadio.

FJÄRRKONTROLLER FÖR OLIKA BEHOV

Våra fjärrkontroller är utformade för att passa människor som har någon form av rörelsehinder eller kognitiva funktionsnedsättningar. Fjärrkontrollerna finns i olika storlekar och utseende samt kan anpassas med olika symboler på tangenterna efter behov.

GEWA Connect

De flesta vill vara självständig och ha kontroll över sina liv. GEWA Connect hjälper dig att styra din fysiska omgivning i ditt hem, men du kan även använda GEWA Connect till att styra din smartphone eller surfplatta och dina appar.



Control Medi - Små fjärrkontroller med stora knappar

Mindre fjärrkontroller med stora tangenter utformade för personer med nedsatt finmotorik. Tangenterna kan anpassas med en mängd olika symboler. När man trycker på en tangent så ges bekräftelse i form av tydlig vibration, ljudsignal och ljus. Fjärrkontrollerna har mycket bra räckvidd och finns i flera olika varianter.



Stor enkel fjärrkontroll - För olika media

Den här fjärrkontrollen gör det enkelt för användaren att hantera sin TV, radio och CD-spelare med samma enhet. Man väljer helt enkelt ut de kanaler som man har användning för. Knapparna kan märkas upp individuellt med bilder, text eller taktila märken som gör det lättare att förstå, se och känna. Knapparna kräver endast liten tryckkraft.



Mer trygghet och säkerhet

Abilias larm finns i många olika varianter, allt från avancerade epilepsilarm i form av armbandssensorer och tryckkänsliga sensorer till olika typer av påkallnings- och frånvarolarm för en tryggare sömn.



EpiMobile - Kroppsburen armbandssensor och mobiltelefon

EpiMobile registrerar och larmar vid kramper som en följd av epileptiska anfall och kan användas av både barn och vuxna. Larmet fungerar lika bra inomhus som utomhus. EpiMobile vidareänder larm till stödpersoner via mobiltelefon, både som uppringning och SMS. Om ett anfall sker utomhus kan användaren lokaliseras via Smartphonens inbyggda GPS.

Lösningen består av ett armband med inbyggd sensor samt en mobiltelefon med EpiMobile app.



EpiSafe - Kroppsburen armbandssensor

EpiSafe registrerar och larmar vid kramper som en följd av epileptiska anfall och kan användas av både barn och vuxna dygnet runt. Den larmar en stödperson som finns i närheten eller skickar ett SMS till en mobil. Med EpiSafe kan man röra sig fritt i hemmet och samtidigt känna sig trygg.

Lösningen består av ett armband med inbyggd sensor samt en huvudenhet som tar emot larmet.



Emfit Epilepsilarm - Sänglarm för en trygg sömn

Emfit Epilepsilarm registrerar epileptiska anfall när man sover eller ligger och läser i sin säng. Larmet ger ifrån sig en ljudsignal som uppmärksammas av personal eller anhöriga som finns i närheten eller vidarekopplas till en personsökare.

Lösningen består av en sensor som läggs under madrassen och en kontrollenhet där inställningar kan göras.

Falck Epilepsilarm - Larmar vid olika typer av anfall

Falck epilepsilarm är en serie tillförlitliga larmprodukter som registrerar och larmar vid anfall i form av kramp, muskelryckningar, rytmiska rörelser, ljud eller där fukt och vätska är ett symptom. Sensorerna är mycket känsliga vilket gör att de kan registrera även mycket svaga anfallssignaler. Det finns också möjlighet att vidarekoppla larmet till personsökare eller mobiltelefon.



Emfit Safebed - Frånvarolarm för en trygg sömn

Emfit Safebed är ett frånvarolarm som är till för personer som inte har möjlighet att själv påkalla hjälp, till exempel de som har demens. Emfit Safebed känner av om man lämnar sängen och inte återkommer inom en förinställd tid. Larmet uppmärksammar personal eller anhöriga som är i närheten.

Lösningen består av en sensor som placeras under madrassen och en kontrollenhet där inställningar kan göras.



All-in-One - Vidaresänder larm till flera stödpersoner

All-in-One är ett komplement till larm och sensorer för att vidareända larm till flera stödpersoner eller kollegor, påkalla uppmärksamhet, larma vid frånvaro och oförutsedda händelser. Det ger ökad trygghet.

All-in-One vidareänder larm från alla typer av kabelbaserade sensorer och ett urval av trådlösa sändare, såsom armbandssändare och magnetkontakter. Larmet vidareänds till en mottagare och/eller till en mobiltelefon.

Lösningen består av två huvudenheter; en sändare och en mottagare, ofta kallad Pager.





VILL DU VETA MER?

På vår hemsida www.abilia.se kan du läsa mer om våra hjälpmedel och lösningar. Där hittar du också en översikt över de aktuella kurser, seminarier och presentationer som vi håller regelbundet.

ÖNSKAR DU BESÖK?

Vi kommer gärna ut och besöker er som arbetar med hjälpmedel för att diskutera användarnas behov och visa våra lösningar. Våra säljare finns runt om i landet. Du kan ta kontakt med din länsansvariga säljare genom att ringa 08-594 694 00 eller skicka e-post till info@abilia.se för att boka en tid.

FÅ TILLGÅNG TILL HJÄLPMEDEL

Abilias tekniska hjälpmedel tillhandahålls av hjälpmedelscentraler runt om i Sverige. Bostadsanpassning söker man i sin kommun.

Användare kan få tillgång till ett hjälpmedel eller få en bostadsanpassning genom att kontakta en arbetsterapeut, vårdgivare eller vårdcentral som hjälper dem vidare.