

# MEMOday

For å holde orden på døgnet



MEMOday er en moderne støtteinnretning for døgnorientering som passer for personer i ulike aldre, gammel som ung.

Av ulike årsaker får en del mennesker problemer med å orientere seg gjennom døgnet, noe som kan skape unødig stress og uro. MEMOday gjør det enkelt for deg å få oversikt i hverdagen, noe som gir økt kontroll og selvstendighet.

HMS.nr: 230199 | Art.nr: 508260



ABILIA

## HOLD ORDEN PÅ DØGNET

Med en stilren design passer MEMOday perfekt inn hjemme hos deg. Sett MEMOday på et sted du ofte oppholder deg. Det kan for eksempel være på soverommet, ved telefonen eller på kjøkkenbenken.

Informasjonen som vises på displayet, er lettlest. Teksten er stor, med høy kontrast. Du kan også tilpasse bakgrunnen til svart tekst på hvit bakgrunn eller hvit tekst på svart bunn.

Mange har nytte av å motta informasjon via syn og hørsel samtidig. Derfor har MEMOday også talestøtte som forsterker informasjonen som vises på displayet. Når du trykker lett på displayet, leser MEMOday opp det aktuelle innholdet.



## ENKEL Å BRUKE

MEMOday kan tilpasses individuelt, og du velger hvor mye informasjon som skal vises. Du kan blant annet velge analog eller digital klokke, samt vise om det er morgen, formiddag, ettermiddag, kveld eller natt.

Dersom kontakten trekkes ut av vegguttaket, tar MEMOdays reservebatteri vare på alle innstillinger. Når MEMOday kobles til vegguttaket igjen, vises automatisk riktig tid. Du kan alltid stole på MEMOday.

For mange er det viktig å få informasjon på morsmålet. MEMOday finnes i dag på 26 språk.

MEMOday er et egenutviklet produkt med CE-merking i henhold til direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.

### TEKNISK INFORMASJON

Mål (hxbxd) 140 x 185 x 95 mm.

Vekt 0.35 kg.

Display 7 tum.

Tilgjengelige språk svensk, norsk, dansk, finsk, islandsk\*, engelsk, tysk, nederlandsk, flamsk, fransk, spansk, italiensk, slovensk\*, bosnisk\*, kroatisk\*, serbisk\*, tsjekkisk, polsk, albansk\*, arabisk, persisk\*, tyrkisk, somalisk\*, ungarsk\*, russisk, gresk. (språk med\* uten talestøtte).

