




08:50



onsdag morgon
8 januari 2020



För att hålla reda på dygnet
MEMOday

MEMOday är ett hjälpmedel för personer som behöver extra stöd att hålla reda på dygnet.

MEMOday visar lättläst information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Man kan även få informationen uppläst.

För personer med svårigheter att hålla reda på dygnet, ger tidsstödet i MEMOday en ökad känsla av kontroll och därmed minskad stress och oro. Genom att visa om det är natt eller dag kan MEMOday till exempel förhindra att personen går ut mitt i natten eller ringer anhöriga på olämpliga tider.

Art.nr: 508270



ABILIA

ENKEL ATT ANVÄNDA

Med stilren och attraktiv design smälter MEMOday enkelt in i ditt hem.

Placera MEMOday på en plats där du vistas ofta. Det kan till exempel vara i sovrummet, vid din tv eller i köket.

Informationen som visas på skärmen är lättläst. Texten är stor och har hög kontrast. Du kan anpassa skärmen till svart text mot vit bakgrund eller gul text mot svart bakgrund. På natten blir skärmen automatiskt mörkare för att inte störa sömnen.

Många blir hjälpta av att ta in information via hörselsinnet. Därför har MEMOday ett talstöd som läser upp informationen när du trycker på skärmen.



ENKEL ATT ANPASSA

Det är enkelt att ställa in MEMOday och du kan anpassa informationen som ska visas på skärmen utifrån dina önskemål.

Du kan välja analog- eller digital klocka eller både ock samtidigt. Du kan också höja och sänka både ljud och talhasighet på talstödet.

Man kan minska mängden information på skärmen, för att göra MEMOday ännu enklare och tydligare.



Vid strömavbrott försvinner texten, men MEMOday fungerar som vanligt när strömmen är tillbaka.

För många är det viktigt att få information genom sitt modersmål. MEMOday finns idag på 28 olika språk.

MEMOday är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

TEKNISK SPECIFIKATION

Mått (hxbxd) 140 x 185 x 95 mm

Vikt 0.35 kg

Skärm 7 tum

Tillgängliga språk Svenska, norska, danska, finska, isländska*, samiska, engelska, tyska, nederländska, flamländska, franska, spanska, italienska, slovenska*, bosniska*, kroatiska*, serbiska*, tjeckiska, polska, albanska*, arabiska, persiska*, turkiska, somaliska*, ungerska*, ryska, grekiska, kannada*. (språk med* saknar talstöd).