



Prata med självförtroende

Micro Voice röstförstärkare

Micro Voice röstförstärkare är perfekt för dig med svag eller ansträngd röst, eller för dig som ofta använder din röst intensivt.

Om du återhämtar dig efter en operation, eller har mer bestående skador på stämbanden, hjälper röstförstärkaren dig att tala högt och tydligt utan att rösten ansträngs eller skadas ytterligare.

Med röstförstärkaren kan du tryggt styra röstvolymen i bullriga miljöer, t.ex. när du talar inför större grupper, både inomhus och utomhus.

Art. nr. 462230



ABILIA


ALLT DU BEHÖVER FRÅN EN RÖSTFÖRSTÄRKARE

Micro Voice röstförstärkare har en utmärkt ljudkvalitet, vilket ger dig en hög, tydlig röst med minskad distorsion och rundgång.

Batteriet går fort att ladda och har extra lång hållbarhet. På så sätt behöver du inte oroa dig för om enheten är laddad varje gång du går ut.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Vi har endast tagit med de funktioner du behöver för enkel och intuitiv användning – det är bara att sätta på röstförstärkaren och tala i mikrofonen. De färgade lysdioderna visar vilket läge enheten befinner sig i.



DESIGNAD FÖR DIN VARDAG

Micro Voice har ett diskret svart hölje i kompakt format och är lätt att ha på sig eller hålla i.

Tack vare mutefunktionen kan du fortsätta att prata privat med dem intill dig utan att stänga av förstärkaren.

SKRÄDDARSYDD FÖR DIN LIVSSTIL


Röstförstärkaren levereras med ett kvalitetsheadset (AVI). Som tillval erbjuds ett justerbart headset, en diskret myggmikrofon att fästa i kläderna och en strupmikrofon som placeras nära halsen och plockar upp svaga ljud. Det går också att använda ljudutgången för att ansluta till en extern enhet som t.ex. en högtalare.



Headset



Strupmikrofon



Myggmikrofon

MICRO VOICE RÖSTFÖRSTÄRKARE LEVERERAS MED

Laddare, svart headset, midjebälte, halsrem och bruksanvisning.

TEKNISK INFORMATION

Storlek:	122 x 67 x 32mm
Vikt:	210g
Ut/ingång:	3.5mm stereo, 3.5mm mono.
Batteri:	Integrerat laddningsbart batteri 40 timmar aktivt, 200 timmar standby

MIKROFONALTERNATIV

Headset svart (ingår)
Art nr: 462206



Headset justerbart (tillval)
Art nr: 462201



Myggmikrofon (tillval)
Art nr: 0629036



Strupmikrofon (tillval)
Art nr: 462203

