



Få oversikt over dagen


MEMO Dayboard

Art.nr: 508830

MEMO Dayboard er en planleggingstavle for deg som trenger en visuell oversikt over dagen for å forstå tid og tidsmengde.

MEMO Dayboard brukes for å øke forutsigbarheten i hverdagen. Å ha kontroll på hva som skal skje, og når det skal skje, er et grunnleggende menneskelig behov.

MEMO Dayboard består av en magnetisk whiteboard og to tidssøyler, en rød for dagen og en blå for natten. De forskjellige fargene på lyssøylene gjør det lett å se om det er dag eller natt. Ved å ha tekst og bilder på tavlen ser du hva som skal skje i løpet av dagen. Du kan også få et signal som minner deg på når en aktivitet skal skje.



SE HVA SOM SKAL SKJE

Vis dagens hendelser og aktiviteter ved å skrive eller tegne direkte på tavlen eller ved å sette opp bilder.



SKRIV UT BILDER FRA ABILIA PRINT - IT

Via nettjenesten Abilia Print-It kan du enkelt skrive ut Handi-bilder i passende størrelse.



BRUK MAGNETER

Med magneter kan du enkelt sette opp ønsket informasjon på tavlen. For eksempel inneholder tilbehøret Tilpasningsmateriale ukedagsmagneter og holdere for egne bilder.

HJELP MED TIDSHÅNDTERING

Tavlens tidssøyle hjelper deg med å holde rede på døgnet. Prikkene på tidssøylene slukker etter hvert som dagen eller natten går. Ved å plassere hendelser og aktiviteter mot tidssøylen ser du når de begynner eller slutter.

BLÅTT LYS OM NATTEN

Om natten lyser den blå tidssøylen og gjør at du enkelt ser at det er natt. Studier viser at denne funksjonen hjelper både deg og dine pårørende med å sove roligere.



FÅ PÅMINNELSER

Hvis du må bli gjort oppmerksom på at noe skal skje til en viss tid, kan du stille inn en påminnelse i form av et lydsignal. For å gjøre det lettere å kvittere for påminnelsen, kan du koble til en ekstern bryter.



GJØR DET ENKLERE MED 12-TIMERSVISNING

MEMO Dayboard finnes i to modeller, der tidssøylen enten har 24-timers eller 12-timers visning. 12-timersmodellen kan være enklere å bruke, ettersom den tilsvarer mer daglig tale.

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse	713 x 392 x 32 mm
Vekt	3,8 kg
Strømkabel	9 V DC, 1A

PRODUKT

MEMO Dayboard
- 24-timers versjon

ART NR

508830

TILBEHØR

Tilpasningsmateriale
Bordstativ
Låsbar dør
Pennholder

ART NR

508785
508794
508796
508795

MEMO Dayboard er et CE-merket medisinteknisk produkt.

