



Tryggere hverdag

Emfit SafeBed

Emfit Safebed er en fraværsalarm som merker om en person forlater sengen og ikke kommer tilbake innen forhåndsinnstilt tid.

Dette gir en økt sikkerhet for deg og dine støttepersoner. Alarmen varsler personal eller pårørende som er i nærheten.

ART NR: 464001 | HMS NR: 135324



ABILIA

SAFEBED

SafeBed består av en kontrollenhet som stilles inn og en sensor som plasseres under madrassen.

Ved kort tidsinnstilling (3 sekunder) vil alarmen bli utløst i det øyeblikk personen går ut av sengen. Ved å øke tiden opptil 30 minutter vil alarmen løses ut dersom personen ikke er tilbake i sengen etter innstilt tid.

SafeBed har et justerbart lydsignal som kan varsle personal eller pårørende som er i nærheten. Ved hjelp av tilbehøret TREX og IOR kan du velge å viderekoble alarmen til en personsøker eller mobiltelefon.

Emfit epilepsialarm inngår i en serie pålitelige alarmprodukter som er godt utprøvd og brukes både i hjemmemiljø og omsorgsboliger verden over



Sensoren plasseres under madrassen

TEKNISKE SPESIFIKASJON

SENSOR		KONTROLLENHET	TILBEHØR	ART NR	HMS NR
Størrelse	400 x 580 x 1,5 mm	Størrelse	97 x 127 x 30 mm	Strømadapter	464015
Material	Polyester	Vekt	150 g	Veggfeste	464005
Kabellengde	300 mm	Ferge	Vit	TREX	464340
		Batteri	2 st 1.5 V, AA-batterier		