

Snakk med selvtillit

Micro Voice

Micro Voice er perfekt for deg med svak eller anstrengt stemme, eller for deg som ofte bruker stemmen intensivt.

Hvis du nettopp har hatt en operasjon eller har mer varige skader på stemmebåndene, hjelper stemmeforsterkeren deg med å snakke høyt uten at stemmen anstreges eller skades ytterligere.

Med stemmeforsterkeren kan du trygt styre stemmevolumet i støyfylte miljøer, f.eks. når du snakker i større forsamlinger, både inne og ute.

Artikkelnummer: 462230



ABILIA


ALT DU TRENGER FRA EN STEMMEFORSTERKER

Micro Voice har en utmerket lyd kvalitet. Det gir deg en høy, tydelig stemme med mindre forvrengning og akustisk tilbakekobling.

I tillegg til at batteriet lades raskt har det også ekstra lang holdbarhet. Dermed trenger du ikke bekymre deg for om enheten er ladet hver gang du går ut.

LETT Å BRUKE

Vi har kun tatt med de funksjonene du trenger for enkel og intuitiv bruk – det er bare å slå på stemmeforsterkeren og snakke i mikrofonen. De fargede lysdiodene viser hvilken modus enheten står i.



MICRO VOICE LEVERERS MED:

Lader, sort headset, strupemikrofon, midjerem, halsrem og brukermanual.




DESIGNET FOR DIN HVERDAG

Micro Voice har et diskret svart deksel i kompakt format og er lett å ha på seg eller holde i hånden.


Takket være mute-funksjonen kan du fortsette å snakke privat med personer like ved deg uten å stenge av forsterkeren.

SKREDDERSYDD FOR DIN LIVSSTIL

Stemmeforsterkeren leveres med et kvalitetsheadset (AVI) og en strupemikrofon som plasseres nær halsen og plukker opp svake lyder. Som tilvalg tilbys en diskret myggmikrofon som festes til klærne. Det er også mulig å bruke lydutgangen for å koble til en ekstern enhet, som f.eks. en høyttaler.



Headset



Strupemikrofon



Myggmikrofon

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse: 122 x 67 x 32mm
Vekt: 210g
Ut/inngang: 3.5mm stereo,
3.5mm mono.
Batteri: Integreert ladbart batteri 40 t
aktivt, 200 t standby

MIKROFONALTERNATIV

Headset sort (medfølger)
Art nr: 462206

Strupemikrofon (medfølger)
Art nr: 462203

Myggmikrofon (tilvalg)
Art nr: 0629036

