

## Deltakelse for alle Rolltalk talemaskiner

Rolltalk er utviklet for å gi personer som trenger tekst og/eller symbolbasert kommunikasjon en tydelig stemme. Talemaskinene er robuste og vanntette og leveres med verktøyprogrammet Rolltalk Designer og flere ferdige kommunikasjonsoppsett.

**Rolltalk Touch 2** med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som kan betjene talemaskinen ved å trykke på skjermen. Rolltalk Touch 2 fås med 12 eller 8 tomers skjerm.

**Rolltalk ASK 2** med Rolltalk Designer Complete er en talemaskin som er beregnet for personer med behov for en alternativ betjeningsløsning som for eksempel bryter, joystick, hodemus eller lignende. Rolltalk ASK 2 fås med 12 eller 8 tomers skjerm.

**Rolltalk Eye 2** med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som må betjene talemaskinen med øyestyring.

Rolltalk Touch 2



Rolltalk ASK 2



Rolltalk Eye 2



ABILIA

**Rolltalk Designer** er en programvare for Rolltalk og PC med Windows. Rolltalk Designer gir mulighet for å lage eget brukerprogram og gir tilgang til fri redigering samt flere kommunikasjonsoppsett. Rolltalk Designer inneholder PCS og Rolltalk bildebank, talesynteser med både voksen- og barnestemmer, omgivelseskontroll og eksempler.

**Rolltalk Designer Complete** er en pakke som inneholder Rolltalk Communication Pack + Rolltalk Designer

		Rolltalk Touch 2	Rolltalk Touch 2 mini	Rolltalk ASK 2	Rolltalk ASK 2 mini	
<b>Innhold</b>	Maskinvare med Rolltalk Designer Complete	462310	462313	462322	462325	
	Maskinvare	462312	462315	462324	462327	
<b>Montering</b>	Bordstativ MEMOplanner Medium Rolltalk	462860	462860	✗	✗	
	Daessy bordstativ	000521	000521	000521	000521	
	Monteringskit	462330	462329	✓	✓	
	Trillebord med Daessy festeanordning	000540	000540	000540	000540	
	Daessy rullestolfeste	000520	000520	000520	000520	
	Wilma festebrakett	000525	000525	000525	000525	
	Daessy justerbart hurtigfeste	000532	000532	000532	000532	
<b>Bejening</b>		461109	✗	461109	✗	
	Hodemus - Tracker Pro			000730	000730	
	Mus	✓	✓	✓	✓	
	Tastatur	✓	✓	✓	✓	
<b>Annet tilbehør</b>	Skulderreim	462328	462328	✗	✗	
	Multibox Rolltalk	461166	461166	✓	✓	
	Billader	462332	462331	462332	462331	
	Fingerguide	461145	461145	461145	461145	
		✗	✗	462340	462344	
	Transportveske	462343	1730046	462343	1730046	
<b>Fakta</b>	Mål i mm (H×B×D)	216x320x23	145x228x16,5	216x320x51	145x228x44,5	
	Vekt	1500 g	630 g	1950 g	1117 g	
	Skjerm	12,2"	8"	12,2"	8"	
	Kamera	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	
	Batterilevetid	8 timer	8 timer	8 timer	8 timer	
	Operativsystem	Windows 10	Windows 10	Windows 10	Windows 10	
	Lagring	128 GB	64 GB	128 GB	64 GB	

✓ Inkludert ✗ Ikke mulig