

En innovativ fukt- og fraværsalarm Wisbi Plus



ART NR: 464260

Wisbi Plus - En innovativ, kombinert fukt - og fraværsalarm

TEXTILE Wisbi består av et laken som automatisk responderer på fukt i form av vannlating, oppkast, svette el.l, eller når pasienten forlater sengen. Lakenet fungerer også som et inkontinenslaken.

Sensorklakenet brukes i ulike pleiesituasjoner, som for eksempel alders- og sykehjem og omsorgsboliger, men også i de private hjem. Epilepsi, inkontinens og tilsyn av demente og andre med høy fallfare betyr økt pleieinnsats for alle involverte personer.

TEXTILE Wisbi-senderen er tilknyttet en potensialfri hub som gjør at alarmen kan kommunisere med en hvilken som helst mottaker, enten en ønsker å knytte løsningen opp imot et sykesignalanlegg, trygghetsalarm, privat mobiltelefon eller en lokal bærbar mottaker. Annethvert sekund utføres en måling. Ved oppdagelse av et vått laken, hvis noen har forlatt sengen eller koblet fra sensoren, sendes en alarm via radio.

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse:	64 x 100 cm
Vekt:	250 gram
Kapasitet:	Opptil 700 ml/m ²
Strømforsyning:	3xAA batterier, LR6
Batterilevetid:	1 år
IPklassifisering:	IP 40

Tåler maskinvask 95°C og tørketrommel.