

100% trådløs
LAK 901 Lydalarm



ART NR: 464270

En 100% trådløs lydalarm med store tilpasningsmuligheter

LAK901 er en lydalarm som detekterer lyd i form av en egen integrert mikrofon som er en del av kontrollenheten. En alarm aktiveres ved at LAK901 oppdager en lyd på et bestemt nivå avhengig hvilke tilpasninger som er foretatt.

Alarmen er tiltenkt å hjelpe pasienter og støttepersoner i situasjoner der pasienten ikke kan aktivere en anropsalarm som du for eksempel trykker på, men kan "ringe" med lyd i stedet. Et annet bruksområdet er i forbindelse med epilepsi, der anfallet utarter seg i form av lyd.

LAK901 har et oppladbart batteri og kan lades med en mikro-USB-kabel.

Det er mulig å koble en ekstern mikrofon og en ekstern skjerm til høyttaleren. Begge deler er tilgjengelig som tilbehør.

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse:	65 x 120 x 20 mm
Vekt:	100 gram
Kapasitet:	14 dager, 10 alarmer/dag
Strømforsyning:	Oppladbart Litiumbatteri
IPklassifisering:	IP20

TILBEHØR

Mikrofon med 4 meter kabel
PC Software / USB900
Kabel for releutgang RJ45 til 3,5mm minijack