

Kognitionshjälpmedel

För självständighet och delaktighet



ABILIA

Om Abilia

Vi på Abilia har lång erfarenhet av hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Många av våra ca 100 anställda har personliga erfarenheter av funktionsnedsättningar, antingen yrkesmässiga eller som anhöriga. Det gör oss engagerade och ger oss en bred kompetens inom hjälpmedelsområdet. Vi vet hur viktigt det är att hjälpmedlen är anpassade efter användarens behov. Våra produktrådgivare har kontinuerlig kontakt med kommuner och landsting för att de ska hitta rätt lösning för varje enskild person. Vi vet hur viktig tillgängligheten på våra produkter är för våra användare så vi lägger stor vikt på korrekt leverans, service och support.

GER ANVÄNDAREN ÖKAD SJÄLVSTÄNDIGHET

Studier visar att Abilias hjälpmedel ger användaren en känsla av att de är mindre beroende av andra personer för att klara av sina vardagsrutiner. De känner sig säkrare på sin förmåga att själva planera och hantera sina liv, vilket innebär ökad självständighet både hemma, i skolan eller på arbetet.

Vi vill ge alla människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och skapa förutsättningar för dem att leva ett självständigt liv.



Om våra kognitionshjälpmedel

Våra kognitionshjälpmedel är utformade för att stödja personer med kognitiva utmaningar och för att de själva eller med hjälp av andra ska kunna planera och strukturera vardagen. Studier visar att om man förser användarna med kognitionshjälpmedel så ökar deras möjlighet till aktivitetsutförande och högre livskvalitet.

Våra hjälpmedel har tagits fram i samarbete med både användare och deras anhöriga samt myndigheter, forskare och andra specialister såsom arbetsterapeuter och specialpedagoger. Det har gett oss en bred kompetens inom området och gjort oss mer engagerade.

Många av våra hjälpmedel följer personer genom hela livet vartefter de utvecklas och blir äldre. Flertalet av våra hjälpmedel bygger på samma grundprinciper för att underlätta för förskrivare och användare. Ett exempel är kvartursprincipen, som på ett pedagogiskt sätt stödjer användarens upplevelse av och orientering i tiden.

Vår molnbaserade webbtjänst myAbilia är ytterligare ett exempel på hur vi kan underlätta för både förskrivare, stödpersoner och användare. Genom myAbilia kan flera av våra hjälpmedel konfigureras och uppdateras på distans.

Vi har allt ifrån enkla till mer avancerade hjälpmedel. De enkla hjälper till att hålla reda på dygnet och tiden. De avancerade ger dessutom stöd med att planera framåt och få översikt och struktur i sin vardag.

Tid och
dygnsorientering

Hantera dagens
händelser

Planera framåt

Hantera
situationer




MEMOday



MEMO Timer



MEMOmessenger




MEMO Dayboard



CARY Base



MEMOplanner



HandiKalender



Handi One



Handi One+



Handi SW

Tid och dygnsorientering



MEMO TIMER

MEMO Timer är ett hjälpmedel för personer som tycker att det är svårt att uppfatta tid. Den räknar ner tiden med tidsintervaller med hjälp av lysande punkter som slocknar en efter en. När tiden är slut blir du informerad om det genom ljud, ljus och vibration. MEMO Timer finns för 8, 20, 60 eller 80 minuter.



CARY BASE

CARY Base är en kalenderklocka för personer som behöver extra hjälp att hålla reda på dygnet och dagens händelser. CARY Base visar information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Vid ett tryck på skärmen läses informationen upp. Dagens händelser kan visas på skärmen och talade påminnelser kan fås vid önskade tider. Anhöriga eller omsorgspersonal kan hjälpa till att hålla kalendern uppdaterad på distans via webbtjänsten myAbilia.



MEMOMESSENGER

MEMOmessenger är en talande klocka som påminner om aktiviteter med ett personligt intalat meddelande. Den visar hur mycket klockan är, vilket år, vilken månad, vilket datum samt när på dygnet det är. All information kan även läsas upp med talsyntes.


Den lilla enheten MEMOgo kan användaren ta med sig ut för att få tillgång till information som tidigare talats in, till exempel påminnelse om att ta medicin.



MEMODAY

MEMOday är ett modernt stöd för dygnsorientering. Den visar veckodag, datum, klockslag och om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt. Man kan enkelt välja vilka inställningar som passar bäst och vad som ska visas på skärmen.

Informationen som visas på skärmen är lättläst, texten är stor och har hög kontrast. MEMOday finns idag på 28 olika språk. All information kan även läsas upp med talsyntes.




MEMO DAYBOARD

MEMO Dayboard är en planeringstavla för dig som behöver en visuell översikt över dagen i relation till tidens gång. MEMO Dayboard används för att öka förutsägbarheten i vardagen. Att ha koll på vad som ska hända och när är ett grundläggande mänskligt behov.

MEMO Dayboard består av en magnetisk whiteboard och två tidpelare, en röd för dagen och en blå för natten. De olika färgerna gör det enkelt att se om det är dag eller natt. Genom att ha text och bilder på tavlan ser du vad som ska hända under dagen. Du kan också få en signal som påminner dig om när en aktivitet ska ske.

Minne och kalendrar



MEMOPLANNER

MEMOplanner är en digital planeringstavla som visar dagens aktiviteter, men kan även visa kommande dagar och veckor. Man kan lägga in bilder, beskrivande texter, checklistor, inspelade meddelanden och påminnelser. All information kan även läsas upp med talsyntes.

MEMOplanner kan administreras på distans med hjälp av webbtjänsten myAbilia.

Du kan även ha tidsstödet i mobilen. Utan extra kostnad kan du installera MEMOplanner Go på din egen smartphone. På så sätt får du stöd även när du inte är hemma.

HANDI



Handi är ett hjälpmedelsprogram som stödjer kognitiva funktioner. Handi har stora individuella anpassningsmöjligheter beroende på hur stort kognitivt stöd som önskas. Produkten erbjuds både som mjukvara till egen enhet och som ett komplett mer stödjande hjälpmedel inklusive både mjukvara och telefon.

Stödpersoner kan administrera Handi-programmet på distans via webbtjänsten myAbilia. myAbilia är framtaget med användares oberoende, integritet och säkerhet i åtanke. Handi finns i tre olika varianter.

Handi One - Komplet paket med smartphone och programvara

Kan användas med funktionerna i Handi5 SW och med kompletterande tredjepartsapplikationer till exempel e-post, sociala medier, reseplanerare och kartor.

Handi5 SW - Applikationspaket till Android

Handi5 SW är ett applikationspaket med Handifunktioner för installation i egen Android-telefon eller surfplatta. Paketet innehåller startskärm, tangentbord, talsyntes och samtliga Handi-funktioner.

HandiKalendern

Tids- och planeringsapplikation som ger ett avancerat tidsstöd i en lättanvänd kalender. Kalendern ligger på den vanliga bildskärmen tillsammans med andra appar.

HandiKalender finns för både iOS och Android.

Hjälp och stöd på distans

MYABILIA



myAbilia är en molnbaserad webbtjänst för personer som använder Handi och MEMOplanner.

Informationen som finns i Handi, CARY Base eller i MEMOplanner synkroniseras automatiskt med myAbilia. Det innebär att stödpersoner och anhöriga kan administrera användarens hjälpmedel på distans eller få bekräftat att vissa aktiviteter har utförts.

Via datorn kan man lägga in aktiviteter och checklistor till en aktivitet, exempelvis vad användaren ska ta med till skolan, arbetet eller träningen så att denne kan vara säker på att inte glömma något.

En stödperson eller användaren själv kan göra aktiviteterna kitterbara, vilket dels blir ett minnesstöd för användaren som minskar stress och oro, men även en trygghet för anhöriga som kan se om aktiviteten genomfördes, till exempel om personen tagit sin medicin.

Abilia som leverantör

REGELVERKET FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Våra produkter följer det europeiska regelverket för medicintekniska produkter. Det innebär att vi tar ett ansvar under hela produktens livscykel, vilket inkluderar bland annat konstruktion, modifiering, tillverkning, dokumentation, leverans och uppföljning.

Produkterna marknadsförs som medicintekniska hjälpmedel klass I för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

SERVICE OCH SUPPORT

Oavsett vilket hjälpmedel från Abilia man väljer så ingår alltid två års garanti och support så länge hjälpmedlet används. Vi utför även rekonditionering av produkterna. En rekonditionering är en grundlig rengöring och produktgenomgång vilket ökar livslängden och ger en känsla av ett fabriksnytt hjälpmedel. Vår service- och supportavdelning finns bemannad under kontorstid samtliga helgfria dagar. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till.

KURSER OCH TEMADAGAR

Inom Abilia anordnar vi regelbundet kurser, workshop, temadagar och presentationer om våra hjälpmedel. Har du andra behov kan du även kontakta oss direkt för att avtala om kurser eller produktvisningar på plats hos er. Vi finns även representerade på de flesta stora branschmässor runt om i Sverige.



Välkommen att kontakta oss

Abilia AB
www.abilia.se

Tfn: 08-594 694 00
info@abilia.se
support@abilia.se