



För ökad trygghet

Larmhjälpmedel



ABILIA

Om Abilia

Vi på Abilia har lång erfarenhet av hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Många av våra ca 100 anställda har personliga erfarenheter av funktionsnedsättningar, antingen yrkesmässiga eller som anhöriga. Det gör oss engagerade och ger oss en bred kompetens inom hjälpmedelsområdet.

Vi vet hur viktigt det är att hjälpmedlen är anpassade efter användarens behov. Våra konsulter ger kontinuerlig rådgivning till kommuner och landsting för att de ska hitta rätt lösning för varje enskild person. Vi vet hur viktig tillgängligheten på våra produkter är för våra användare så vi lägger stor vikt på korrekt leverans, service och support.

Ger användaren ökad självständighet

Studier visar att Abilias hjälpmedel ger användaren en känsla av att de är mindre beroende av andra personer för att klara av sina vardagsrutiner. De känner sig säkrare på sin förmåga att själva planera och hantera sina liv, vilket innebär ökad självständighet både hemma, i skolan eller på arbetet.

Vi vill ge alla människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och skapa förutsättningar för dem att leva ett självständigt liv.



Om våra larmhjälpmedel

Våra larmhjälpmedel är framtagna för att personer med behov av extra trygghet ska känna sig säkra både hemma och utanför hemmet. Det kan vara en person med demens som behöver extra tillsyn, eller en person med epilepsi som behöver snabb hjälp vid ett anfall. Våra larm bidrar till en tryggare vardag för både användare och anhöriga.

Många av våra larm kombineras med vidaresändning till en personsökare eller mobiltelefon. Om en person som har svårigheter med dygnsorienteringen är uppe och går på natten, så kan en anhörig eller annan stödperson få ett larm om detta. Om ett barn får ett epileptiskt anfall under natten, så får föräldrarna som kanske sover i ett annat rum, ett larm och kan snabbt hjälpa barnet.





Sensorer

- 1 Epilepsilarm
- 2 Tillsynslarm

Vidaresändning

- 4 Sändare
- 5 Personsökare
- 6 Räckviddsförlängare

Sensorer - Epilepsi



Emfit epilepsilarm - Stationärt

Emfit epilepsilarm registrerar och larmar vid toniska/ kloniska anfall med muskelkramper när personen ligger i sin säng. Larmet består av en kontrollenhet och en sensormatta som registrerar anfall. I produkten ingår ett frånvarolarm.



EpiMobile - Bärbart Epilepsilarm

EpiMobile registrerar och larmar vid toniska/kloniska anfall med muskelkramper. EpiMobile fungerar dygnet runt, både utomhus och inomhus. Larmet sänds via GSM till två utvalda personers mobiltelefon, både som SMS och uppringning. Larmet består av en armbandssensor och en smarttelefon med applikationen EpiMobile.



EpiSafe - Bärbart epilepsilarm

EpiSafe är ett inomhuslarm som registrerar och larmar vid toniska/kloniska anfall med muskelkramper.

EpiSafe består av ett armband med inbyggd sensor och en kontrollenhet som loggar anfall.




Sensorer - Tillsynslarm



Emfit Safebed - Frånvarolarm

Emfit SafeBed registrerar och larmar vid frånvaro från sängen. Larmet består av en sensormatta och en kontrollenhet med individuella inställningar. Ett larm kan gå direkt om personen lämnar sängen eller om personen inte kommer tillbaka till sängen inom upp till 30 minuter.



Wisbi Home - Fukt och frånvarolarm

Ett fukt- och frånvarolarm i en produkt. Larmet består av en sensorenhet och en app som laddas ner till mobiltelefonen.



SMILE - Enkelt anropssystem

Armbandssändare/halsband som används för att kunna tillkalla en närstående eller vårdgivare.



PIR II - Rörelsedetektor

En rörelsedetektor som kan larma t.ex. när en person kliver ur sängen eller vid en längre tids inaktivitet.

Vidaresändning

Sensorer kräver vidaresändning för larmmottagning. Gäller ej produkterna EpiMobile och EpiSafe, som är kompletta lösningar.

För vidaresändning till en personsökare, TREX, kopplas den aktuella larmsensorn ihop med sändarenheten, IOR. Vid behov kan REPO +II räckviddsförlängare användas för att förstärka larmsignalen. Vid en installation anpassas lösningen efter gällande behov. Räckvidd säkerställs och vid behov används en eller flera räckviddsförlängare.



För vidaresändning via mobilnätet till en mobiltelefon (via SMS) kopplas den aktuella larmsensorn ihop med sändarenheten 4G Box.



Abilia som leverantör

Regelverket för medicintekniska produkter

Våra produkter följer det europeiska regelverket för medicintekniska produkter. Det innebär att vi tar ett ansvar under hela produktens livscykel, vilket inkluderar bland annat konstruktion, modifiering, tillverkning, dokumentation, leverans och uppföljning.

Produkterna marknadsförs som medicintekniska hjälpmedel klass I för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

Service och support

Oavsett vilket hjälpmedel från Abilia man väljer så ingår alltid två års garanti och support så länge hjälpmedlet används. Vi utför även rekonditionering av produkterna. En rekonditionering är en grundlig rengöring och produktgenomgång vilket ökar livslängden och ger en känsla av ett fabriksnytt hjälpmedel. Vår service- och supportavdelning finns bemannad under kontorstid samtliga helgfria dagar. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till.

Kurser och temadagar

Inom Abilia anordnar vi regelbundet kurser, workshop, temadagar och presentationer om våra hjälpmedel. Har du andra behov kan du även kontakta oss direkt för att avtala om kurser eller produktvisningar på plats hos er. Vi finns även representerade på de flesta stora branschmässor runt om i Sverige.



**Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra
verklig skillnad**

