



Självständighet och integritet

Omgivningskontroll



ABILIA

Om Abilia

Vi på Abilia har lång erfarenhet av hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Många av våra ca 100 anställda har personliga erfarenheter av funktionsnedsättningar, antingen yrkesmässiga eller som anhöriga. Det gör oss engagerade och ger oss en bred kompetens inom hjälpmedelsområdet.

Vi vet hur viktigt det är att hjälpmedlen är anpassade efter användarens behov. Våra konsulter ger kontinuerlig rådgivning till kommuner och landsting för att de ska hitta rätt lösning för varje enskild person. Vi vet hur viktig tillgängligheten på våra produkter är för våra användare så vi lägger stor vikt på korrekt leverans, service och support.

Ger användaren ökad självständighet

Studier visar att Abilias hjälpmedel ger användaren en känsla av att de är mindre beroende av andra personer för att klara av sina vardagsrutiner. De känner sig säkrare på sin förmåga att själva planera och hantera sina liv, vilket innebär ökad självständighet både hemma, i skolan eller på arbetet.

Vi vill ge alla människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och skapa förutsättningar för dem att leva ett självständigt liv.




Omgivningskontroll

Omgivningskontroll gör det möjligt för individer med kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar att styra funktioner i sin omgivning. Det kan till exempel vara att öppna eller stänga dörrar, styra lampor, sängfunktioner och att styra sin TV.

Vårt system använder i huvudsak infrarött ljus (IR) för trådlös styrning. Det är ett säkert och användarvänligt system där användaren får full kontroll. Det passar bra i en miljö där det är viktigt att se och ha kontroll på vad som styrs. Några av våra produkter har även utrustats med Gewa Radio (GR) för att möjliggöra styrning av funktioner utom synhåll. Vår senaste teknik möjliggör att styra tredjepartsappar och att navigera runt i en smartphone.

Våra produkter används i privata hem, på sjukhus, i skolor, på arbetsplatser och i speciellt anpassade boenden.



SÅ KAN MAN FÅ OMGIVNINGSKONTROLL I SITT HEM

Abilias tekniska hjälpmedel tillhandahålls av hjälpmedelscentraler runt om i Sverige. Bostadsanpassning söker individen hos sin kommun. Arbetsterapeut är den vanligaste professionen som förskriver hjälpmedel och som bedömer och skriver intyg om behov av bostadsanpassning.

Styrsätt och manöverkontakter

När behov av att styra en fjärrkontroll med en yttre manöverkontakt föreligger, har Abilia ett stort sortiment att välja ur. En manöverkontakt kan till exempel vara en stor knapp eller ett sug- och blåsmunstycke.

Vi har olika monteringsystem som används för att placera fjärrkontroll och eventuella kontakter där man behöver dem. Oavsett om man ligger i sängen och behöver tända en lampa, eller sitter i vardagsrummet och vill styra sin TV så ska man ha möjlighet att nå allt man behöver.



KURS, WORKSHOP OCH PRESENTATIONER

På Abilia håller vi regelbundet kurser/webinar, workshops och presentationer om våra hjälpmedel och lösningar. På vår hemsida finns en översikt över aktuella planerade kurser/webinar runt om i landet. Kontakta oss gärna direkt för att avtala om kurser/webinar eller produktvisningar utifrån behov.

Detta kan styras

Förutom konsumentprodukter såsom TV, digitalboxar, stereo, tredjepartsappar och smartphones, har Abilia specialprodukter för styrning av dörrautomatik, elreglerade sängar, lampor och hushållsapparater. Man kan styra allt med en och samma fjärrkontroll. Att självständigt kunna styra sin egen miljö ger frihet och säkerhet att kunna leva sitt liv på sina egna villkor.



ANDROMEDA
MOTTAGARE

1 DÖRRAUTOMATIK

Fjärrstyrd dörrautomatik ger möjlighet att självständigt ta sig in och ut ur sin bostad och röra sig fritt inuti huset.



ANDROMEDA
SOCKET

2 LAMPOR

Med Andromeda Socket kan man fjärrstyalampor, bordsfläktar och värmeelement.



ANDROMEDA
SOCKET

3 STYRA MED MANÖVERKONTAKT

Med Andromeda Socket och en valfri manöverkontakt kan man styra till exempel en hushållsapparat, batterileksak eller lampa. Andromeda Socket passar den som har svårt att förstå till exempel hur en apparat fungerar, är darrig på handen, har nedsatt muskelkraft eller syn.



GEWA ANDROMEDA
BED

4 MOTORDRIVEN SÄNG

Med sängmottagare kan man självständigt ändra läge i sängen. Tillsammans med en motordriven säng och trådlös fjärrkontroll kan man till exempel ändra huvudändens höjd. Sängmottagaren kan styra två funktioner samtidigt. Detta möjliggör en stabil och bekväm positionering.



Fjärrkontroller för varje behov

Abilia har ett brett utbud av fjärrkontroller och manöverkontakter för att tillgodose varje individs unika behov. Med en och samma enhet kan man styra både special- och konsumentprodukter. Abilias fjärrkontroller är programmerbara och kan lära in IR-signaler från den fjärrkontroll som följer med t.ex. en TV. Nedan följer ett urval av Abilias sortiment.

FJÄRRKONTROLL FÖR BÅDE DEN FYSISKA OCH VIRTUELLA VÄRLDEN

Med GEWA Connect kan man styra både den fysiska omgivningen i hemmet och även appar i en smartphone eller surfplatta. Det är enkelt att ändra mellan radskanning och punktskanning beroende på vilka appar som används. Systemet kan användas med valfri manöverkontakt.

GEWA CONNECT



FJÄRRKONTROLL MED TELEFONFUNKTION

Med GEWA One kan man styra utrustning i bostaden. Man kan t.ex. styra TV, musikanläggning, mottagare för lampor, sängfunktioner och dörrautomatik. För att kunna hålla kontakt med nära och kära och snabbt kunna nå en stödperson finns möjlighet att ringa och sms:a med GEWA One.



GEWA ONE

FJÄRRKONTROLL MED FINGERGUIDE OCH SKANNING

Fjärrkontrollen levereras med fingerguide. Det är lätt att byta över till skanning med en extern manöverkontakt. Bilder med symboler att fästa på knapparna kan skapas på Abilias hemsida.

CONTROL PROG



FJÄRRKONTROLL FÖR DIREKTPEKNING

Fjärrkontroll för direktpekning med fingerguide är bekväm att hålla i och är enkel att använda för individer med kognitiva eller motoriska funktionshinder. Bekräftelse av en knapptryckning sker i form av vibration, ljud och ljus. Bilder med symboler till knapparna kan skapas på Abilias hemsida.



GEWA MAXI

FJÄRRKONTROLL MED EXTERNA MANÖVERKONTAKTER

Denna fjärrkontroll är bra för individer med stora kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar. Man kan styra upp till sex funktioner med separata valfria manöverkontakter.

BIG JACK



**Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra
verklig skillnad**

