



Få översikt över dagen


MEMO Dayboard

MEMO Dayboard är en planeringstavla för dig som behöver en visuell översikt över dagen i relation till tidens gång.

MEMO Dayboard används för att öka förutsägbarheten i vardagen. Att ha koll på vad som ska hända och när är ett grundläggande mänskligt behov.

MEMO Dayboard består av en magnetisk whiteboard och två tidpelare, en röd för dagen och en blå för natten. De olika färgerna gör det enkelt att se om det är dag eller natt. Genom att ha text och bilder på tavlan ser du vad som ska hända under dagen. Du kan också få en signal som påminner dig om när en aktivitet ska ske.

Art.nr: 508820 MEMO Dayboard, 12 tim
Art.nr: 508825 MEMO Dayboard, 24 tim



SE VAD SOM SKA HÄNDA

Visa dagens händelser och aktiviteter genom att skriva eller rita direkt på tavlan eller genom att sätta upp bilder.



SKRIV UT BILDER FRÅN ABILIA PRINT-IT

Via webbtjänsten Abilia Print-It kan du enkelt skriva ut Handi-bilder i lagom storlek.



ANVÄND MAGNETER

Med magneter kan du enkelt sätta upp önskad information på tavlan. Till exempel innehåller tillbehöret Anpassningsmaterial veckodagsmagneter och hållare för egna bilder.

HJÄLP MED TIDSHANTERING

Tavlans tidpelare hjälper dig att hålla reda på dygnet. Prickarna på tidpelarna slocknar allt eftersom dagen eller natten går. Genom att placera händelser och aktiviteter mot tidpelaren ser du när de börjar eller slutar.

BLÅTT LJUS PÅ NATTEN

På natten lyser den blå tidpelaren och gör att du enkelt ser att det är natt. Studier visar att denna funktion hjälper både dig och dina anhöriga till en lugnare sömn.



FÅ PÅMINNELSER

Om du behöver bli uppmärksam på att något ska hända en viss tid kan du sätta en påminnelse i form av en ljudsignal. För att underlätta att kvittera påminnelsen kan du ansluta en yttre manöverkontakt.



FÖRENKLA MED 12-TIMMARSVISNING

MEMO Dayboard finns i två modeller där tidpelaren har antingen 24-timmars eller 12-timmars visning. 12-timmarsmodellen kan vara enklare att använda då den mer motsvarar dagligt tal.

TEKNISK INFORMATION

Storlek	713 x 392 x 32 mm
Vikt	3,8 kg
Strömförsörjning	9 V DC, 1A

PRODUKT

MEMO Dayboard - 12-timmarsversion
MEMO Dayboard - 24-timmarsversion

ART NR

508820
508825

TILLBEHÖR

Anpassningsmaterial
Bordsstativ
Låsbar dörr
Pennhållare

ART NR

508785
508794
508796
508795

MEMO Dayboard är en CE-märkt medicinteknisk produkt.