



Ger översikt och trygghet i vardagen

MEMOplanner

Ibland är det svårt att skapa struktur i vardagen. Att försöka hålla ordning tar mycket energi och medför att man ofta blir stressad och orolig.

MEMOplanner hjälper dig att ta kontroll över din vardag och känna dig trygg, vilket ökar möjligheten för dig att leva ett rikare liv. Du får hjälp med att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter du har bokade under dagen, veckan och månaden. Du får tydliga påminnelser och även hjälp med till exempel checklistor och anteckningar.

Studier visar att MEMOplanner minskar stressen både för dig och dina anhöriga. Det blir färre konflikter om vardagliga sysslor. Andra studier visar att tidsstöd som MEMOplanner hjälper dig att få en ökad samt bättre känsla för tid.

MEMOplanner är ett tid- och planeringshjälpmedel som du enkelt placerar på ett synligt ställe i ditt hem.

Art.nr: 462875 MEMOplanner Medium 3b
Art.nr: 462885 MEMOplanner Large 3




ABILIA

FÅ ÖVERSIKT I VARDAGEN

Du väljer själv om dina aktiviteter ska visas i en listvy eller med en tidpelare. Vid tidpelare visas hela eller delar av dagen som upplysta prickar som släcks allteftersom tiden går. Du ser tydligt hur stor del av dagen som gått. Kalenderytan är uppdelad i två separata områden för att hålla isär olika typer av information. Till exempel skola eller jobb på ena sidan och fritidsaktiviteter på andra sidan.


Kalendern visar om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt. Skärmen blir mörk på natten för att bli mer diskret. All information kan även läsas upp med talsyntes.



Anpassa vyn utifrån vad som passar dig bäst, både listvy och tidpelare ger bra överblick på olika sätt.

BLI PÅMIND OCH KOMMA IGÅNG

För att du ska komma ihåg dina aktiviteter visas de tydligt med bild och text. De kan ha en checklista eller anteckning kopplad till sig och påminnelsen kan vara ett personligt inspelat meddelande. För att snabbt och enkelt lägga in återkommande aktiviteter skapar du mallar med bild, tidsåtgång, checklista och andra uppgifter.



PLACERAS DÄR DEN SYNS

MEMOplanners format gör den lättplacerad på en plats i ditt hem där du har bra översikt.

FÅ MED DIG TIDSSTÖDET I MOBILEN

I MEMOplanner ingår MEMOplanner Go-appen där du i din smartphone kan få med dig utvalda funktioner när du går hemifrån. Du kan få en överblick över dagen, hålla kolla på tiden, få påminnelser och planera om dagen vid behov. Appen installeras i din iOS- eller Android-baserade smartphone och aktiveras genom din MEMOplanner-licens.

HJÄLP PÅ DISTANS

Abilias webbtjänst myAbilia gör det enkelt för anhöriga och stödpersoner att, på distans, hjälpa till att lägga upp aktiviteter eller se om aktiviteter har utförts och kvitterats.

MEMOPLANNER MEDIUM LEVERERAS MED:

Strömadapter, bordsstativ, väggfäste, mjuk väska, värdebevis och manualer.

MEMOPLANNER LARGE LEVERERAS MED:

Strömadapter, väggfäste, värdebevis och manualer.

TEKNISK INFORMATION

	Medium	Large
Skärmstorlek:	10 tum	24 tum
Mått (HxBxD):	26 x 16 x 1 cm	60 x 36 x 4 cm
Vikt:	0,6 kg	4,6 kg
Inbyggd kamera:	Fram och bak	Fram

TILLBEHÖR

	ART.NR
Bordsstativ MEMOplanner Large	500760
Bordsstativ MEMOplanner Medium	462860
Skyddsfodral MEMOplanner Medium 3b	462878