

2021-12-06

Ny version av appen MEMOplanner Go

Vi vill informera om det snart kommer en uppdatering av appen MEMOplanner Go, det kompletterande tid- och planeringsstöd till MEMOplanner som installeras i användarens egen telefon.

Den 13 december finns den nya versionen tillgänglig på App Store och Google Play. Om appen redan är installerad på användarens telefon beror det på telefoninställningarna om uppdatering sker automatiskt.

Nyheter i MEMOplanner Go v1.3

Vi har lyssnat på önskemål från användarna och har nu infört ytterligare funktioner från MEMOplanner så att appen ger ännu bättre stöd "on the go":

- **Mer detaljerad månadskalender.** Nu finns möjlighet att ställa in månadskalendern så att den visar den valda dagens aktiviteter.
- **Lägga in aktivitet stegvis.** Om MEMOplanner är inställd att lägga in aktivitet stegvis finns nu samma funktion även i appen.
- **Larm med talmeddelande.** Nu kan man spela in talmeddelanden för uppspelning när aktiviteten börjar och/eller slutar.



[Läs mer om nyheterna här.](#)

Kompatibilitet med MEMOplanner

MEMOplanner Go kan användas till följande MEMOplanner-modeller:

462875 MEMOplanner Medium 3b
462885 MEMOplanner Large 3
462880 MEMOplanner Large 2
462870 MEMOplanner Medium 3
462856 MEMOplanner Medium 2
462853 MEMOplanner Large
462851 MEMOplanner Medium

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig