



Liten men stark

IR-1S Armbandssändare

IR-1S Armbandssändare är en IR-fjärrkontroll med endast en knapp avsedd för att vara till hjälp för individer som inte kan använda en standardfjärrkontroll på grund av motoriska, taktila eller synnedsättningar.

Enheten kan hjälpa användaren att styra elektronisk utrustning hemma, som belysning och dörröppnare. Enheten är avsedd för inomhus- och utomhusbruk. Armbandssändaren kan användas med medföljande armband eller halsrem.

IR-1S Armbandssändare är en 1-kanalig IR-sändare som är invändigt omkopplingsbar mellan 7 olika kanaler.

Produkten marknadsförs som ett medicintekniskt hjälpmedel klass I för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

Teknisk information

Fysiska mått (L x B x H): 46 x 44 x 14 mm
Vikt inkl batterier: 25 gram

Tillbehör:

Batteripack, art nr 401930

Art nr 400500

