



## Rör dig fritt i ditt hem

EpiSafe

EpiSafe är ett mobilt epilepsilarm som är till för dig som har ett behov av att kunna få snabb hjälp i ditt hem, både dag- som natt. EpiSafe registrerar och larmar vid kramper som en följd av generaliserade toniskt/kloniska epileptiska anfall.

Det finns två varianter av EpiSafe, antingen med eller utan GSM-modul inbyggd. Båda larmar trådlöst till den stationära huvudenheten, men EpiSafe 2 GSM kan dessutom larma till mobiltelefoner. Det innebär att dina anhöriga eller stödpersoner automatiskt larmas med uppringning och SMS om du får ett anfall.

Med EpiSafe kan du röra dig fritt i hem och samtidigt känna dig trygg.

Art.nr EpiSafe 2 GSM: 464238  
Art.nr EpiSafe 2: 464230



**ABILIA**

## EPISAFE FUNKTIONER

EpiSafe består av ett armband med en inbyggd sensor och ett uppladdningsbart batteri, samt en huvudenhet som tar emot larmet ifrån sensorn.

Sensorn mäter armens rörelse i tre olika lägen och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär, eller om det är vanliga rörelser.

Sensorn och huvudenheten har en räckvidd på mellan 20 - 50 meter vid fri sikt. Räckvidden inomhus begränsas beroende på olika byggnads-material. Räckvidden kan även ökas genom att använda en repeater.

Till huvudenheten på EpiSafe 2 kan flera olika larm anslutas, såsom personsökare, larm till mobiltelefon och trygghetslarm.

EpiSafe 2 GSM kan direkt skicka larm till en mobiltelefon. Vill du koppla vidare till en personsökare behöver du vårt tillbehör All in One Basic.

EpiSafe passar både för vuxna och barn från ca 10 år eller 40kg.



EpiSafe 2 GSM med simkortshållare.

### TEKNISK INFORMATION SENSOR

Laddare: 900mA, 5V DC  
Inbyggt batteri: 4,2V litium polymer  
IP-klassificering: IP 37

### TILLBEHÖR

Repeater  
All in One  
All in One Basic  
All in One vibrator

### ART NR

464233  
330701  
330700  
330720

