



## For god søvn

### Somna Kjedyne

Kjededyne er en vektdyne som gir sansestimulering gjennom jevnt fordelt trykk og tyngde. Kjedyne er utviklet for å lindre uro, angst og søvnproblemer.

Somna Kjedyne gir en omsluttende effekt via de fleksible, langsgående kjedene som følger kroppens konturer. Effekten blir at personen kan slappe av, roe seg ned og få bedre søvnkvalitet. I tillegg til den klassiske Somna Kjedyne tilbyr Abilia ytterligere en variant: Balance. Kjedyne Balance (8 kg) har kjedene fordelt slik at de ligger tettere i midten. Det gir økt tyngde og stimulans på kroppen, samtidig som kantene er litt lettere og enklere å brette inn.

Somna Kjedyne



**ABILIA**

## BRUK

Somnas kjededyne har en kjedeseide og en vattert side. Med den vatterte siden mot kroppen får man et jevnt og dypt trykk, og med kjedesiden mot kroppen får man en økt taktil stimulans. Hvilken side man velger å ha inn mot kroppen, er individuelt.

Kjedesiden har et tekstil med halvmåner for at brukere og personale lett skal kunne skille mellom de ulike sidene. Hygienetrekke finnes som tilbehør til Somna Kjededyne.

## BRUKSOMRÅDER

- Gir en beroligende effekt
- Lettere å roe seg før sengetid
- Forbedrer søvnkvaliteten

## VASKEANVISNING

Skånevask 60 °C.  
Vaskepose skal brukes.  
Del dynen før vask.

## MATERIALE OG INNHOLD

Somna Kjededyne er sertifisert i henhold til OEKO-TEX® standard 100 klasse 1. Dette sikrer at produktet oppfyller høye humanøkologiske krav, det vil si at det ikke inneholder kjemikalier i mengder som er helseskadelige.

Somna Kjededyne er en sval vektdyne som puster. Polstringen er laget så tynn som mulig der tekstilet har en konstruksjon med små porer og hulrom som gjør at både fuktighet og damp lett kan transporteres. På denne måten skapes et behagelig og tørt miljø gjennom hele søvnzyklusen.

Alle dynene er flammesikre, og kjedene er lakkert for å gi en stille dyne.

Tekstil: 90 % polyester Trevira CS, 10 % polypropylen. Fyll: 100 % lakkerte stålkjeder.

Dette er et medisinteknisk produkt, klasse I, og er CE-merket i henhold til europeisk forordning 2017/745 – MDR.

## TEKNISK SPESIFIKASJON

Somna Kjededyne 4 kg	Art.nr. 500100
Somna Kjededyne 6 kg	Art.nr. 500105
Somna Kjededyne 8 kg	Art.nr. 500110
Somna Kjededyne 8 kg Balance	Art.nr. 600860
Somna Kjededyne 10 kg	Art.nr. 500115
Somna Kjededyne 12 kg	Art.nr. 500120
Somna Kjededyne 14 kg	Art.nr. 500125
Somna Kjededyne Junior 3 kg	Art.nr. 500215
Somna Kjededyne Junior 4 kg	Art.nr. 500217

### Produkt:

Somna Kjededyne Sensitive 4 kg	Art.nr. 500240
Somna Kjededyne Sensitive 6 kg	Art.nr. 500245
Somna Kjededyne Sensitive 8 kg	Art.nr. 500250
Somna Kjededyne Sensitive 10 kg	Art.nr. 500255
Somna Kjededyne Sensitive 12 kg	Art.nr. 500260
Somna Kjededyne Sensitive 14 kg	Art.nr. 500265

### Tilbehør:

Hygienöverdrag Somna Kjededyne	Art.nr. 700810
Hygienöverdrag Somna Kjededyne-Junior	Art.nr. 700811

