

2022-10-14

Nyheter i MEMOplanner-serien

Nu lanserar vi MEMOplanner generation 4 – en helt nytvecklade programvara för MEMOplanner.

Från och med 16 november 2022 kommer artiklarna 462885 MEMOplanner Large 3 och 462890 MEMOplanner Medium 4 att levereras med programgeneration 4. Artikelnumren kommer att behållas eftersom redan levererade enheter kommer att kunna uppgraderas till programgeneration 4.


Samma datum kommer det även att finnas en ny version av MEMOplanner Go tillgänglig på App Store och Google Play. Om appen redan är installerad på användarens telefon sker uppdatering automatiskt om så är inställt på telefonen.

Nyheter i MEMOplanner generation 4

MEMOplanner generation 4 bygger på en helt ny teknisk plattform som säkerställer att produkten även i framtiden kommer att hålla hög kvalitet och vara säker att använda. Programvaran är fullt likvärdig med sin föregångare, men har ett moderniserat användargränssnitt och en hel del efterfrågade nya funktioner.

Till exempel:

- Mer informativ månadskalender
- Helt ny timerfunktion
- Administrera mallar direkt i MEMOplanner
- Förbättrad hantering av Mina foton
- Möjligt att ytterligare förenkla inläggning av aktiviteter
- Efterfrågade praktiska funktioner som skärmläckare på natten, stänga av larm på båda enheterna samtidigt, och enklare att hitta produkt- och licensinformation




Ny version av MEMOplanner Go med funktioner för generation 4

Den nya versionen av MEMOplanner Go har följande ny funktioner när den används tillsammans med MEMOplanner generation 4:

- **Helt ny timerfunktion.** Starta en eller flera timers och de visas i kalendern. Använd mall eller ställ in önskad tid genom att dra med fingret.
- **Välja bilder till Mina foton.** Ta bilder med mobilkameran eller välj från kamerarullen för användning i MEMOplanner.

Nytt är också att appen kan installeras på **både telefon och surfplatta.**



Enklare att ta reda på licensens slutdatum

Med MEMOplanner generation 4 är det enklare än tidigare att ta reda på licensens* slutdatum.

Med hjälp av produktens serienummer kan man nu söka efter licensens slutdatum på den nya sidan myabilia.com/devices. (Krävs ingen inloggning. Gäller bara generation 4.)

Licensinformation		
Serienummer (enhet)		
6002803	X	Q Sök
Serienummer	Licenstyp	Sluttid
6002803	memoplanner	2027/08/08

Liksom tidigare visas licensens slutdatum även i MEMOplanner och på användarkontot när man är inloggad på myAbilia. Och stödpersoner och administratörer får även fortsatt meddelande om licensens utgång.

* Licensen ger tillgång till molnlagring av användarens data, webbtjänsten myAbilia och appen MEMOplanner Go.

Produktändringar i och med MEMOplanner generation 4

MEMOplanner kommer att fortsätta levereras med samma hårdvara och ingående delar som tidigare. Eftersom redan levererade produkter kommer att kunna uppgraderas till generation 4 kommer artikelnumren att behållas. Då licensnyckeln framöver kommer vara kopplad till produktens serienummer kommer inte längre värdebevis med licensnyckel bifogas.

462885 MEMOplanner Large 3

- 24" skärm med MEMOplanner gen 4
- Nätadapter
- Väggfäste
- Utskrivna bruksanvisningar för gen 4

462890 MEMOplanner Medium 4

- 10" skärm med MEMOplanner gen 4
- Nätadapter
- Bordsstativ
- Väggfäste
- Förvaringsväska
- Utskrivna bruksanvisningar för gen 4

Erbjudande om uppgradering till MEMOplanner generation 4

Följande MEMOplanner-modeller kommer att kunna uppgraderas kostnadsfritt till den nya programgenerationen:

- 462890 MEMOplanner Medium 4
- 462885 MEMOplanner Large 3
- 462875 MEMOplanner Medium 3b

Uppgraderingen kräver teknisk kompetens och kommer att behöva göras av en tekniker, dvs inte finnas tillgänglig för nedladdning. Mer information om uppgradering kommer senare i separat utskick.

[Se bildspel om nyheterna här.](#)

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig