



## För ökad ro och koncentration

### Somna Kedjefilt

Somna Kedjefilt är en sinnesstimulerande tyngdprodukt att användas dagtid.

Filten kan användas för att dämpa oro och ångest så att användaren uppnår ett större lugn. Filten kan förbättra kroppsuppfattning och ge bättre uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.

Stålkedjornas följsamhet bidrar till att kedjefiltens formar sig tätt kring kroppens konturer, vilket medför en lugnande tyngd och jämnt tryck mot kroppen.

Somna Kedjefilt



**ABILIA**

## ANVÄNDNING

Somnas Kedjefilt har en kedjesida och en vadderad sida. Den finns i en kort och en lång modell. Den korta filten lämpar sig bra att ha i knät medan den långa passar bättre att svepa om sig. Den korta filten väger 4 kg och den långa finns i två vikter, 5 kg och 7 kg. Filtarna passar alla åldrar. Väska medföljer produkten.

Att lägga filten över axlarna och låta den forma sig efter kroppen ger en omslutande känsla som gör att man lättare kan slappna av och komma ner i varv. Kedjefilt kan vara ett bra alternativ för personer som har svårt att bibehålla fokus på en aktivitet. Smidigheten gör att man kan vika den dubbelt om mer tyngd önskas någonstans på kroppen.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dämpa oro och ångest
- Uppnå ett större lugn
- Förbättra kroppsuppfattning
- Förbättra uppmärksamhet och koncentration



## TEKNISK INFORMATION

| Art.nr | Benämning       | Storlek | Vikt |
|--------|-----------------|---------|------|
| 600610 | Somna Kedjefilt | 70x120  | 4 kg |
| 600613 | Somna Kedjefilt | 70x200  | 5 kg |
| 600615 | Somna Kedjefilt | 70x200  | 7 kg |

## MATERIAL OCH INNEHÅLL

Kedjefilt är sval tack vare den tunna vadden. Tyget är slitstarkt och i en praktisk mörkgrå färg.

Somna Kedjefilt är certifierat av RISE mot standard 100 av OEKO-TEX®, produktklass I med licensnummer SE-21-270. Detta garanterar att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

Textil:

75% polyester, 17% bomull, 8% polypropylen.

Fyllning:

100% galvaniserade och lackade stålkedjor för en tyst filt.

## TVÄTTANVISNING

Tvättas i medföljande tvättpåse i högst 60 °C på skonsam tvätt.

Detta är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.