



Selvstendighet i ditt hjem
Omgivelseskontroll



ABILIA

Om Abilia

I Abilia har vi lang erfaring med hjelpemidler for personer med nedsatt kognitiv funksjon. Mange av våre ca. 100 ansatte har personlig erfaring med funksjonsnedsettelse, enten i yrkessammenheng eller som pårørende. Det gjør oss mer engasjerte og gir oss en bred kompetanse på hjelpemidler. Vi vet hvor viktig det er at hjelpemidlene er tilpasset brukerens behov. Våre konsulenter gir kontinuerlig rådgivning til kommuner og fylker for at de skal finne riktig løsning for hver enkelt person. Vi vet hvor viktig tilgjengeligheten til produktene våre er for brukerne, og vi legger stor vekt på korrekt levering, service og support.

Gir brukeren større selvstendighet

Studier viser at Abilias hjelpemidler gir brukerne en følelse av at de er mindre avhengige av andre personer for å klare sine hverdagsrutiner. De kjenner seg tryggere på sin egen evne til å planlegge og håndtere livet sitt, og det gir større selvstendighet, både hjemme, på skolen og på jobb.

Vi vil gi alle mennesker muligheten til å delta i samfunnet, og vil gi dem gode forutsetninger for å ha et selvstendig liv.




Omgivelseskontroll

Omgivelseskontroll gjør det lettere for deg med kognitive eller motoriske funksjonsnedsettelse å styre funksjoner i omgivelsene dine. Det kan for eksempel være å åpne og lukke dører, styre lampor, sengefunksjon og TV.

Vårt system bruker hovedsakelig infrarødt lys (IR) til trådløs styring. Det er et sikkert og brukervennlig system der du som bruker får full kontroll. Systemet passer godt i et hjem der det er viktig at du faktisk ser hva du styrer for å være sikker på at du styrer riktig funksjon. Noen av produktene våre er også utstyrt med Gewa Radio (GR), som gjør det mulig å styre funksjoner utenfor synsrekkevidde.

Produktene våre brukes i private hjem, skoler, på sykehus, på arbeidsplasser og i spesialtilpassede boliger.



SPESIALTILPASNINGER, OPPLÆRING OG KURS

Mange av våre hjelpemidler kan spesialtilpasses til den enkelte, derfor er det viktig at du og dine pårørende føler dere trygge på produktet og de mulighetene som finnes. Våre konsulenter, produktansvarlige og serviceteknikere har god kunnskap om produktene og bidrar gjerne med råd på forespørsel.

Betjening og brytere

Når du har behov for å styre en fjernkontroll med en ekstern bryter, har Abilia et stort utvalg å velge fra. En bryter kan for eksempel være en stor knapp eller et suge- eller blåsemunnstykke.

I en individuell utprøving kan vi alltid hjelpe deg med å velge betjeningsenhet, uansett hvilken bevegelsesevne eller muskelkraft du har.

Vi har forskjellige monteringsystem som brukes for å plassere fjernkontrollen og eventuelle brytere der du trenger dem. Uansett om du ligger i sengen og ønsker å kunne slå på lyset, eller sitter i stuen og vil åpne døren for noen, skal du ha mulighet til å få tak i alt du trenger.



WORKSHOP OG PRESENTASJONER

I Abilia holder vi regelmessig kurs, workshops og presentasjoner om hjelpemidlene og løsningene våre. På hjemmesiden vår finner du en oversikt over aktuelle, planlagte kurs rundt om i landet. Du kan også ta kontakt med oss direkte for å avtale kurs eller produktdemonstrasjoner ut fra ditt behov.

Dette kan styre

I tillegg til forbrukerprodukter som TV, digitalbokser og stereo er det mange andre funksjoner i hjemmet du kan ha behov for å styre. Du kan styre alt med én og samme fjernkontroll. Muligheten til å styre ditt eget hjemmemiljø gir deg frihet og trygghet til å leve livet på dine egne betingelser.



ANDROMEDA
MOTTAKER

1 DØRER

Med fjernstyrt dørautomatikk kan du komme deg inn og ut av huset på egen hånd og bevege deg fritt omkring inne i huset.



ANDROMEDA
SOCKET

2 LAMPER

Med Andromeda Socket kan du fjernstyre lamper, bordvifter og varmeelementer.



ANDROMEDA
SOCKET

3 STYRE MED MANÖVERKONTAKT

Med Andromeda Socket og en valgfri bryter kan du enkelt styre for eksempel et husholdningsapparat, en batterileke eller lampe. Passer for deg som skjelder på hendene, har nedsatt muskelkraft eller syn.



GEWA ANDROMEDA
BED

4 MOTORDRIVEN SENG

Med mottaker for betjening av seng kan du selv skifte stilling i sengen. Kombinert med en motordrevet seng og trådløs fjernkontroll kan du for eksempel endre høyden på hodeenden. Mottakeren kan styre to funksjoner samtidig. Dette muliggjør en stabil og behagelig posisjonering.



Fjernkontroller for alle behov

Abilia har et bredt tilbud av fjernkontroller og brytere for å tilfredsstille akkurat ditt unike behov. Med én og samme enhet kan du styre både spesial- og forbrukerprodukter. Abilias fjernkontroller er programmerbare og kan lett «lære seg» IR-signaler fra kontrollen som følger med TV-en. Nedenfor følger et utvalg av Abilias sortiment.

GEWA CONNECT



AVANSERT FJERNKONTROLL FOR BÅDE DEN FYSISKE OG VIRTUELLE VERDEN

Med GEWA Connect kan man styre både den fysiske omgivningen i hjemmet och även appar i en smartphone eller surfplatta. Det är enkelt att ändra mellan radskanning och punktskanning beroende på vilka appar som används. Systemet kan användas med valfri manöverkontakt.



FJERNKONTROLL MED TELEFONFUNKSJON

GEWA One er en fjernkontroll som hjelper deg med å kontrollere utstyr i boligen din. Du kan styre TV, musikkanlegg, lamper, sengefunksjoner og dørautomatikk. For at du skal kunne holde kontakt med familie og venner og raskt skal kunne nå en omsorgsperson, har du mulighet til å ringe og sende sms med GEWA One.

GEWA ONE



FJERNKONTROLLER MED BRYTER OG SKANING

Disse fjernkontrollene leveres med fingerguide. Det er enkelt å skifte til skanning med en ekstern bryter. På Abilias hjemmeside kan man enkelt lage symboler til å feste på knappene.

CONTROL PROG



FJERNKONTROLLER FOR DIREKTEPEKING

Fjernkontroller for direktepeking med fingerguide ligger godt i hånden og er enkle å bruke for personer med kognitiv eller motorisk funksjonshemming. Et trykk på en knapp bekreftes ved vibrering, susende lyd eller lys. På Abilias hjemmeside kan man enkelt lage symboler til knappene.



GEWA MAXI

FJÄRRKONTROLL MED EXTERNA MANÖVERKONTAKTER

Disse fjernkontrollene brukes av personer med alvorlig kognitiv eller motorisk funksjonshemming. Fjernkontrollen styres ved hjelp av en ekstern bryter. Man kan ha opptil seks funksjoner som styres av seks separate brytere som kan merkes med bilde eller tekst som angir egnet funksjon.

BIG JACK



**Tilgang til rette hjelpemidler til
rett tid kan være avgjørende**