



En naturlig kommunikasjon

Lightwriter SL50

Lightwriter SL50 er utformet som en komplett tekst-til-tale- enhet for dem som har vansker med å kommunisere via egen tale.

Med Lightwriter har du mulighet til å delta i sosiale sammenhenger både på jobben og i fritiden, selv i støyende eller dårlig opplyste omgivelser. De doble skjermene har god kontrast og tilpasses lysforholdene.

Lightwriter formidler budskapet ditt på en effektiv måte. Den er enkel å bruke på grunn av brukergrensesnittet, den innebygde ordprediksjonen og den gode høyttaleren.

Art. nr 1740200



ABILIA

ENKEL OG NATURLIG KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon er en naturlig del av livet, og alle burde inkluderes. Med Lightwriter kommer du enkelt i gang med kommunikasjonen ved å trykke på en valgfri tast. Skjermen som rettes mot samtalepartneren, gjør at du i tillegg kan kommunisere naturlig med



KONSTRUERT FOR HVERDAGSLIVET

Du kan koble Lightwriter til mobiltelefonen via Bluetooth og ringe ved hjelp av tastene på din Lightwriter. For alle som bruker en Android-enhet, kan du også sende og motta SMS via Lightwriter.

Dersom du befinner deg i støyende omgivelser, sørger høyttaleren for at du likevel kan bli hørt, samtidig som begge skjermer bekrefter det du sa.

TILPASSES ETTER DINE ØNSKER

Brukermenyen er enkel å bruke fordi den kan tilpasses individuelt. Du kan velge å konfigurere menyen slik at alle innstillinger er tilgjengelige, eller kun vise en begrenset meny. Du kan blant annet endre tekststørrelse, justere volum og lysstyrke.

En omfattende ordliste er forhåndsinstallert i din Lightwriter. Den fungerer adaptivt, og lærer seg nye ord når du skriver noe, som gjør det raskt og enkelt å finne de ord du trenger. Du kan også laste opp din egen ordliste, fjerne ord du ikke vil bruke samt forandre hvordan ord uttales.

Du kan velge mellom flere forskjellige manns eller kvinnestemmer av høy kvalitet til talesyntesen. Med Acapelas tilleggstjeneste "my own voice" kan du spille inn din egen stemme til bruk i talesyntesen, slik at den blir personlig.

Det er tre medfølgende fingerguider i forskjellige størrelser. Du kan også justere innstillingene for knappfølsomhet på tastaturet.

Dersom du trenger hjelp til å skrive ved bruk av en bryter, såkalt skanning, så er teknikken klar for bruk i din Lightwriter. Du kan også bruke en kombinasjon av skanning og tastetrykk dersom forutsetningene dine forandres med tiden.

LETT Å TA MED SEG

Lightwriter er en lett, bærbar og robust tekst-til-tale-enhet. Du kan ta den med deg overalt i hverdagen. Batteriet har lang brukstid, noe som lar deg bruke Lightwriter gjennom hele dagen.

LIGHTWRITER SL50 LEVERES MED:

- Tre forskjellige fingerguider
- Veske
- Lader
- Verktøysett
- Minnepinne (USB)
- Ethernet-kabel
- Bruksanvisning og hurtigguide

TEKNISK INFORMASJON:

Størrelse i mm:	240 x 140 x 55
Vekt:	740 g
Talesyntese:	Acapela HQ
Batteri:	Oppladbart litium-ion