



Styr dina apparater trådlöst

Andromeda Socket

Andromeda Socket ger dig möjlighet att trådlöst kunna tända/släcka lampor och sätta på/av olika apparater. Den kan lätt flyttas mellan olika vägguttag och kan styras på tre olika sätt; med en IR-sändare, en Radiosändare eller en ansluten manöverkontakt.

Med en ansluten manöverkontakt så är det möjligt att utföra trycka/hända-övningar, t.ex ansluta en elvisp som bara vispar när du trycker på manöverkontakten. En inbyggd På/Av-knapp gör att du alltid kan manövrera apparaten även om du inte har någon IR/radio-sändare.

Andromeda Socket är lätt att programmera med den inbyggda På/Av-knappen.

Art.nr 419880



ABILIA

SJÄLVSTÄNDIGHET

Andromeda Socket är speciellt anpassad för dig med funktionshinder som vill kunna leva ett mer självständigt liv, t.ex trådlöst kunna/tända/släcka lampor, sätta på/stänga av olika apparater. Den kan lätt flyttas mellan olika vägguttag.

FLEXIBELT STYRSÄTT

Andromeda Socket kan styras på tre olika sätt, med en IR-sändare, en Radiosändare eller en ansluten manöverkontakt.

TRYCKA/HÄNDA ÖVNINGAR

Med en ansluten manöverkontakt så är det möjligt att utföra trycka/hända övningar, t.ex ansluta en el-visp som bara aktiveras när du trycker på manöverkontakten.



INBYGGD PÅ /AV-KNAPP

Andromeda Socket har också en inbyggd På/av-knapp som gör att du alltid kan manövrera enheten även om du inte har någon IR/radiosändare. En blå indikeringslampa visar om det finns ström i uttaget.

LÄTT ATT PROGRAMMERA

Andromeda Socket är lätt att programmera, vilket du gör med den inbyggda På/av-knappen.

TEKNISK INFORMATION

Drivspänning	230V AC, 50 Hz	Uttag för manöverkontakt	3,5 mm (2-pol mono hona)
Max belastning	3600VA, 16A resistiv last	Användningsmiljö	Inomhus (IP 21)
Programmeringskanaler IR	GewaLink-kanaler	Fysiska mått	53 x 122 x 43mm (exkl stickkontakt)
Radiosystem	Z-Wave		
Radiofrekvens	868.42 MHz		