



Få hjelp med struktur og rutiner

Handi One G2 / Handi One+ G2

Handi One G2 hånddatamaskin for deg som behøver hjelp med tid og planlegging.


Kanskje går du glipp av viktige ting fordi du glemmer hva du skal gjøre eller er opptatt med noe annet. Iblant planlegger du kanskje for mye eller for lite, fordi du feilvurderer tidsforbruket. Kanskje synes du det er vanskelig å bruke en vanlig klokke eller at det er anstrengende å lese. Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan Handi One G2 gjøre livet litt enklere.

HANDI ONE G2 ER TILGJENGELIG I TO VERSJONER

Handi One G2 er tilpasset slik at bare Handifunksjoner kan brukes. Telefoni, SMS, internettsurfing og andre funksjoner er utelatt for å gjøre den enkel å bruke.

Handi One+ G2 : i tillegg til Handi-funksjonene kan du bruke enheten som vanlig med andre Android-apper, ringe, sende SMS og surfe.


Handi One G2 Art.nr. 706490
Handi One+ G2 Art.nr. 706491



TYDELIG OVERSIKT

Med kalenderfunksjonen i Handi One G2 får du oversikt over den aktuelle dagen, uken og måneden. Tidssøylen med lyspunkter gir deg et tydelig bilde over hvor mye av dagen som er gått, og hvor mye som er igjen.

Du kan koble en sjekkliste til aktivitetene dine, for eksempel hva du skal ha med på skolen eller treningen. På den måten kan du være sikker på at du ikke glemmer noe. Du kan også gjøre aktivitetene dine kvitterbare. Det hjelper deg å huske, men er også en trygghet for deg og dine pårørende, siden de kan se om aktivitetene dine er utført, for eksempel om du har tatt medisinen din.




Kalendervisning med tidssøyle



Sjekkeliste

HJELP OG STØTTE PÅ AVSTAND

myAbilia er en nettjeneste som gjør det mulig å administrere Handi One G2 fra datamaskinen. Du kan gjøre det selv eller få hjelp av utvalgte støttepersoner. Fra myAbilia kan dere, sammen eller hver for dere, administrere kalender, bilder og sjekklister. Dere kan også lage maler for aktiviteter og timere, slik at det blir enda enklere og raskere å legge dem direkte inn i din Handi One G2. Handi One G2 omfatter en konto i myAbilia.



Prisregneren



Album

HOLD STYR PÅ PENGENE

Noen ganger kan det være vanskelig å ha kontroll på pengene når man er ute og handler. Prisregneren viser tydelig hvilke sedler og mynter du kan bruke, hvor mange av hver du trenger og den regner ut summen mens du er i butikken. Du får svar på spørsmål som: "Har jeg nok penger med meg?" og "Hvor mye skal jeg ha igjen?"

EGNE TRINN-FOR-TRINN-INSTRUKSJONER

Ved hjelp av funksjonen Album kan du opprette egne steg-for-steg-instruksjoner med bilder, tekst og talestøtte, som hjelper deg med daglige rutiner. Du kan også bruke Album som en dagbok.

FØL DEG TRYGG I KRISESITUASJONER

Med Handi One+ G2 kan du sende en krise-SMS til en forhåndsbestemt person.

ANDRE FUNKSJONER

I tillegg til funksjonene ovenfor finnes også Notater, Skjema og Skjemasvar, Kontakter, Kamera, Stemmenotater, Hurtiginnstillinger og Spilleren.

HANDI ONE G2 LEVERES MED

Beskyttelsesfutteral med pekepenn, lader mikro-USB, hodesett, tørkeklut, håndbok for Handi One G2, funksjonsbeskrivelse for Kalender og dessuten en Tilpasningsguide.

| PRODUKT | ART NR | TEKNISK INFORMASJON | TILBEHØR | ART NR | |
|---------------|--------|---------------------|------------------|--------------------|--------|
| Handi One G2 | 706490 | Størrelse | 146 x 73 x 10 mm | Beskyttelsesdeksel | 706480 |
| Handi One+ G2 | 706491 | Vekt | 159 g | | |
| | | Skjerm | 5 tommer | | |

