


# Størrelsesguide

## Somna Kjedevest Balance

Somna Kjedevest Balance festes med bånd og borrelås. Ved hjelp av de tre båndene kan vesten strammes til etter eget ønske.

Bruk tabellen nedenfor for å finne riktig størrelse.



Slik måler du:

Byste-, midje- og hoftemål måles rundt kroppen. Du trenger ikke legge til eller stramme til målebåndet. Lengden måles fra skulder til hofte. Se bildet over.

Somna KB, størrelse	Bryst-, midje- og hoftemål (cm)	Lengde fra skulder til hofte (cm)
Junior	56 - 70	44 - 49
XS	66 - 82	50 - 57
S/M	76 - 98	58 - 64
M/L	88 - 106	63 - 68
L/XL	90 - 120	66 - 73