



Deltakelse for alle

Rolltalk talemaskiner

Rolltalk er utviklet for å gi personer som trenger tekst og/eller symbolbasert kommunikasjon en tydelig stemme. Talemaskinene er robuste og vanntette og leveres med verktøyprogrammet Rolltalk Designer og flere ferdige kommunikasjonsoppsett.

Rolltalk Touch 3/ Rolltalk Touch 2 mini med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som kan betjene talemaskinen ved å trykke på skjermen. Rolltalk Touch 3 har 12 tommers skjerm og Rolltalk Touch 2 mini har 8 tommers skjerm.

Rolltalk ASK 3/ Rolltalk ASK 2 mini med Rolltalk Designer Complete er en talemaskin som er beregnet for personer med behov for en alternativ betjeningsløsning som for eksempel bryter, joystick, hodemus eller lignende. Rolltalk ASK 3 har 12 tommers skjerm og Rolltalk ASK 2 mini har 8 tommers skjerm.

Rolltalk Touch 3
Rolltalk Touch 2 mini



Rolltalk ASK 3
Rolltalk ASK 2 mini



ABILIA

Rolltalk Designer er en programvare for Rolltalk og PC med Windows. Rolltalk Designer gir mulighet for å lage eget brukerprogram og gir tilgang til fri redigering samt flere kommunikasjonsoppsett. Rolltalk Designer inneholder PCS og Rolltalk bildebank, talesynteser med både voksen- og barnestemmer, omgivelseskontroll og eksempler.

Rolltalk Designer Complete er en pakke som inneholder Rolltalk Communication Pack + Rolltalk Designer

		Rolltalk Touch 3	Rolltalk Touch 2 mini	Rolltalk ASK 3	Rolltalk ASK 2 mini
Innhold	Maskinvare med Rolltalk Designer Complete	4623101	462313	4623221	462325
	Maskinvare	4623121	462315	4623241	462327
Montering	Bordstativ MEMOplanner Medium Rolltalk	462860	462860	×	×
	Daessy bordstativ	000521	000521	000521	000521
	Monteringskit	462330	462329	✓	✓
	Trillebord med Daessy festeanordning	000540	000540	000540	000540
	Daessy rullestolfeste	000520	000520	000520	000520
	Wilma festebrakett	000525	000525	000525	000525
	Daessy justerbart hurtigfeste	000532	000532	000532	000532
Betjening	Hodemus - Tracker Pro			000730	000730
	Mus	✓	✓	✓	✓
	Tastatur	✓	✓	✓	✓
Annet tilbehør	Skulderreim	462328	462328	×	×
	Multibox Rolltalk	461166	461166	✓	✓
	Billader	462332	462331	462332	462331
	Fingerguide	461145	461145	461145	461145
	Transportveske	462343	1730046	462343	1730046
Fakta	Mål i mm (H×B×D)	216x320x23	145x228x16,5	216x320x51	145x228x44,5
	Vekt	1600 g	630 g	1950 g	1117 g
	Skjerm	12,2"	8"	12,2"	8"
	Kamera	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak
	Batterilevetid	8 timer	8 timer	8 timer	8 timer
	Operativsystem	Windows 11	Windows 10	Windows 11	Windows 10
	Lagring	128 GB	+64 GB (SD)	128 GB	+64 GB (SD)

✓ Inkludert

× Ikke mulig