



4G Cloud Key

– Ekstern viderevarsling

- 4G-modem som kobles mellom et alarmvarslingssystem og et 4G mobilt nettverk for å videresende alarm.
- Sender SMS eller foretar en oppringing for å varsle om alarmen
- Kan lagre opp til fem nummer
- Kompatibel med Abilias varslingshjelpemidler



4G Cloud Key

4G Cloud Key er et 4G-modem som kobles mellom et alarmvarslingssystem og et 4G mobilt nettverk for å videresende alarm.

Modemet vil sende SMS eller foreta en oppringing for å varsle om alarmen. Hvilket varsel som blir sendt stiller du inn på enheten.

Det er viktig at Cloud Key er koblet til riktig og at det mobile nettverket støtter enten 2G samtaleanrop eller 4G Voice over LTE (VOLTE).

Enheden kan også kobles til andre alarmentheter via AUX/RJ45 kontakten.

Viderevarsling

4G Cloud Key viderevarsler fra:

- **Emfit** epilepsialarm i seng
- **Wisbi** fuktlaken
- **LAK901** stemmeaktivert varsling

4G CLOUD KEY LEVERES MED

- 4G Cloud Key – sender
- Kabler til IPS
- IPS – batteri backup
- Strømkabel fra IPS
- Brukerveiledning
- cl

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse i mm:	87 x 47 x 22
Batteri:	12V UPS

