




ABILIA



Varsling

– hjelpemidler som varsler ved epilepsianfall og behov for tilsyn





Våre varslingshjelpemidler er designet for at personer med behov for ekstra trygghet, skal kjenne seg trygge i og utenfor hjemmet.

Det kan være personer som trenger ekstra tilsyn eller en person med epilepsi som trenger rask hjelp ved et anfall.

Våre alarmer bidrar til en tryggere hverdag for både brukere og pårørende.



ABILIA



Epilepsialarmer

Stasjonære og bærbare alarmer som varsler når en person har et generalisert tonisk-klonisk epileptisk anfall (GTK-anfall) med muskelkramper.

Disse kan brukes hele døgnet, bare i sengen eller når personen er hjemmefra. Alarmer kan mottas av pårørende eller helsepersonell direkte fra enheten, eller via viderevarslingsystem eller andre alarmsystemer.

Løsningene fungerer i alle typer boliger og pleiemiljøer.



«Varslingshjelpemidler kan gi en mye større frihet til å gå på fjelltur, reise på turer eller bevege seg friere i hverdagen.»

LES ARTIKKELEN MED RÅD
fra ergoterapeuter ved Røysumtunet



Les mer på
websiden



Emfit epilepsialarm



Les mer på
websiden



Emfit epilepsialarm er en bevegelsesmonitor som registrerer og varsler når en person har et generalisert tonisk-klonisk (GTK-anfall) epileptisk anfall med muskelkramper i sengen.

En sengesensor plasseres under madrassen og kobles sammen med en kontrollenhet som festes i nærheten av sengen.

Emfit kan også detektere fravær fra sengen, hvis en person ikke kommer tilbake til sengen innen en forhåndsinnstilt tid.

Bidrar til større trygghet og visshet for både bruker og pårørende at hjelpen er nær ved behov om natten.

Produktet er på rammeavtale med NAV

EpiSafe 4G



Les mer på
websiden



EpiSafe 4G er en innendørsalarm som registrerer og alarmerer ved generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK-anfall) med muskelkramper.

Stasjonær alarm som varsler hele døgnet og bidrar til trygghet i hjemmet

Sensoren festes rundt enten venstre eller høyre håndledd, som en klokke, og kan brukes både i sengen og når personen er oppreist.

EpiSafe 4G videregirer alarmen til en trådløs mottaker eller smarttelefon, via sms og/eller oppringing. Sender og mottaker kommuniserer med hverandre via trådløse signaler.

Produktet er på rammeavtale med NAV

EpiMobile



Les mer på
websiden



Bærbar epilepsialarm som varsler utendørs og innendørs.

EpiMobile registrerer og varsler når en person har et generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK-anfall) med muskelkramper.

EpiMobile består av en armbåndsensor og en dedikert smarttelefon med en egen låst EpiMobile app. Armbåndet bæres på venstre eller høyre håndledd. De to enhetene kommuniserer med hverandre gjennom trådløse signaler. EpiMobile kan brukes hele døgnet, innendørs og utendørs.

EpiMobile varsler overalt og bidrar derfor til økt frihet og trygghet, både i og utenfor hjemmet.

Produktet er på rammeavtale med NAV

Se introduksjonsfilmer
om produktene på våre
hjemmesider



Tilsynsalarmer

Alarmer som varsler ved fravær fra sengen, fukt i sengen, stemmeaktivert tilkalling eller bevegelsesmonitorering.

Alarmer kan mottas av pårørende eller helsepersonell direkte fra enheten, i samme rom, eller via viderevarsling eller andre alarmsystemer.

Løsningene fungerer i alle typer boliger og pleiemiljøer.



LAK901

LAK901 registrerer og varsler ved lyd og stemme.

Den kan for eksempel oppfatte lyd og angi varsling fra et rom, selv om personen som behøver assistanse er i et annet rom.

Produktet er på rammeavtale med NAV

Les mer på
websiden



Wisbi Plus Fuktalarm

Wisbi er et fuktlaken som varsler når det oppstår fukt eller kroppsvæske i sengen.

Produktet er på rammeavtale med NAV

Les mer på
websiden



Emfit Safebed

Emfit Safebed er en fraværsalarm som merker om en person forlater sengen og ikke kommer tilbake innen forhåndsinnstilt tid.

Les mer på
websiden



PIR II

Trådløs bevegelsesdetektor som registrerer bevegelse innenfor et område. Kan også indikere inaktivitet og brukes som dørvarsling.

Les mer på
websiden



SMILE

Bærbar radiosender med alarmknapp. Produktet brukes når en person vil påkalle oppmerksomhet hos pårørende eller omsorgsperson i et annet rom.

Les mer på
websiden



«Våre løsninger er gode og stabile og bidrar til økt frihet og trygghet, både i og utenfor hjemmet.»

– GRO ESKELAND
Fagansvarlig Varsling og
Omgivelseskontroll, Abilia

Viderevarsling

– utvidet rekkevidde av varslingen

Viderevarsling brukes for å utvide rekkevidden til varslingshjelpemiddelet ved epilepsianfall eller behov for tilsyn. Viderevarslingen bidrar til større bevegelsesfrihet for både bruker og pårørende eller pleiepersonell.

Løsningene må alltid kombineres med epilepsi- eller tilsynsalarm.



Sender P163



Mottaker P202

Sender P163 og Mottaker P202

- Intern viderevarsling

Sender P163 og Mottaker P202 kobles sammen med alarmsystemet og viderevarsler til omsorgspersoner, familie eller pleiepersonell når en alarm utløses.

Enhetene overvåker også hverandre hvis feil skulle oppstå, og varsler når en mottaker har mistet radiokontakten med en sender – også kalt heartbeat.


Egnet for:

- Emfit Epilepsialarm
- LAK901 lydalarm
- Wisbi Plus Fuktalarm
- EpiSafe 4G

Produktet er på rammeavtale med NAV



Les mer på
websiden



Les mer på
websiden

4G Cloud Key

- Ekstern viderevarsling

4G Cloud Key er et 4G-modem som kobles mellom et alarmvarslingssystem og et 4G mobilt nettverk for å videresende alarm i form av anrop og/eller sms.

Egnet for:

- Emfit Epilepsialarm
- LAK901
- Wisbi Plus Fuktlaken

Produktet på rammeavtale med NAV



TREX

Person søker som mottar alarm direkte fra visse overvåkingsalarmer

Egnet for:

- SMILE
- PIR II

Les mer på
websiden



Tilbehør

Besøk vår hjemmeside for oversikt over aktuelt tilbehør.

Et eksempel på tilbehør er en repeater, som videresender signaler mellom sender og mottaker, så det oppnås en økt rekkevidde.



Les mer på
websiden



Vi i Abilia er engasjerte fagpersoner med bred og lang erfaring med hjelpemidler. Vi vet hvor viktig det er at hjelpemidlene er tilpasset hver enkelt brukers behov og tilbyr derfor rådgivning til brukere, pårørende og fagpersoner for at de skal finne og implementere riktig løsning. Vi legger stor vekt på korrekt levering, service og støtte.

Produktene markedsføres som tekniske hjelpemidler klasse I for personer med funksjonshemninger og oppfyller Forskrift (EU) 2017/745 - MDR.

Service og support

Uansett hvilket hjelpemiddel fra Abilia man velger, så inngår alltid 2 års garanti. Vår service- og supportavdeling er bemannet alle virkedager i kontortiden. Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe.

Kurs og temadager

Vi holder regelmessige presentasjoner, workshops, temadager og kurs om hjelpemidlene våre. Kontakt oss direkte ved behov for ytterligere informasjon om våre produkter og våre aktiviteter.



Se oversikt over kurs, webinar og temadager




Kontakt oss





Andre fagområder




Kognisjon

Våre kognisjonshjelpemidler bidrar til å hjelpe brukeren med å visualisere og forholde seg til tid, gi støtte til hukommelse, bistå med struktur, rutiner og gjennomføring.

Kommunikasjon

Vi tilbyr personer som har vansker med å kommunisere mulighet til å bli hørt. Trykket materiell med symboler, stemmeforsterking og digitale løsninger med tekst eller symboler, omgivelseskontroll og PC kontroll som betjenes med touch, alternativ betjening eller øyestyring.



Omgivelseskontroll

Produkter som legger tilrette for at du kan selv styre omgivelsene som f.eks. slukke lys, se på TV og lytte til musikk, endre sitte- eller liggestilling, slippe inn gjester og mye mer.

Sosial interaksjon

Komp Pro er det vi kaller varm teknologi, fordi løsningen tilrettelegger for sosial kontakt mellom helsepersonell, tjenestemottakeren og deres pårørende. Komp Pro selges direkte til kommuner og institusjoner.

Riktig hjelpemiddel til rett tid kan være avgjørende

VER. 25.4.2025

