



Emfit epilepsialarm

– større trygghet om natten

- Sengealarm
- Varsler ved generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK-anfall) med muskelkramper
- Varsler ved å blinke og lage lyd
- Kan kobles til viderevarslingsystem
- Kan også brukes som fraværsalarm
- Brukes innendørs, i hjemmemiljø eller på sykehjem
- Batteri-backup som kobler seg inn ved strømbrudd.



Emfit Epilepsialarm

Emfit epilepsialarm er en bevegelsesmonitor som brukes til å oppdage generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK-anfall) i form av muskelkramper i sengen.

En sengesensor plasseres under madrassen og kobles sammen med en kontrollenhet som festes i nærheten av sengen. Kontrollenheten varsler omsorgspersoner ved å blinke og lage en lyd.

Alarmen sendes når sensoren oppdager rytmiske bevegelser innenfor varigheten av den innstilte forsinkelsestiden (10,13,16 eller 20 sek).

Kontrollenheten har batteri-backup som kobler seg inn ved strømbrudd. Emfit epilepsialarm skal brukes innendørs, i hjemmemiljø eller på sykehjem.

Fraværsalarm

Emfit har også en funksjon for fraværsalarm, som varsler ved fravær fra sengen.

Alarmen sendes hvis personen ikke kommer tilbake innen en forhåndsinnstilt tid (umiddelbart, 3 min, 6 min, 10 min, 15 min eller 30 min).

EMFIT LEVERES MED

- Sensormatte med 3 meter kabel
- Kontrollenhet med oppladbare batterier
- Strømforsyning
- Kabler for viderevarsling
- Skruer og monteringsplate
- Brukerveiledning
- Sengefeste

TEKNISK INFORMASJON

SENSOR

Størrelse i mm:	400 x 580 x 1,5
Materialet:	Polyester
Kabellengde:	3 meter

KONTROLLENHET

Størrelse i mm:	97 x 127 x 30
Vekt:	150 gr
Batteri:	2 stk 1,5 V, oppladbare AA-batterier

Emfit epilepsialarm er medisinsk utstyr i klasse 1 i henhold til EUs regulering for medisinsk utstyr 2017/745

Viderevarsling

Ved behov for viderevarsling finnes det to muligheter:

- Intern viderevarsling:
Sender P163 og Mottaker P202
- Ekstern viderevarsling:
4G Cloud Key

