



LAK901

– varsler ved lyd og stemme

- Stasjonær enhet
- Registrerer og varsler ved lyd og stemme
- Kan kobles til viderevarsling



LAK901

LAK901 registrerer og varsler ved lyd og stemme, for eksempel ved epilepsianfall.

Den kan for eksempel oppfatte lyd og angi varsling fra et rom, selv om personen som behøver assistanse er i et annet rom.

Kan også brukes for å passivt detektere en lyd fra brukeren. Alarmen kan varsle pårørende og omsorgspersoner.

LAK901 LEVERES MED

- LAK901 varslingsenhet
- Lader med micro USB ladekabel
- Kabel til viderevarsling

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse i mm:	65 x 120 x 20
Vekt:	100 g
Batteri:	Litiumbatteri, 3,7V 1200mA

Viderevarsling

Ved behov for viderevarsling finnes det to muligheter:

- Intern viderevarsling:
Sender P163 og Mottaker P202
- Ekstern viderevarsling:
4G Cloud Key

