



Wisbi Plus

– fuktlaken

- Fuktlaken
- Varsler når det oppstår fukt eller kroppsvæske i sengen



HMS art nr: 328642
Artikkel nr: 464259

Wisbi Plus

Wisbi Plus er et fuktlaken som varsler når det oppstår fukt eller kroppsvæske i sengen.

Wisbi Plus består av sensorlaken, som plasseres i sengen, og kontrollenhet som plasseres i umiddelbar nærhet av sengen.

Wisbi er egnet for personer som opplever epileptiske anfall som resulterer i kroppsvæske.

Lakenet kan vaskes på 95 grader, tørkes i tørketrommel og strykes.

Viderevarsling

Ved behov for viderevarsling finnes det to muligheter:

- Intern viderevarsling:
Sender P163 og Mottaker P202
- Ekstern viderevarsling:
4G Cloud Key

WISBI LEVERES MED

- 2 stk sensorlaken
- Kontrollenhet
- 3 stk AA batterier, ferdig montert
- Kabel til viderevarsling

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse i cm:	64 x 100
Materiale:	100% bomull
Batteri:	3 x AA

