



En kognitiv støtte i hverdagen

Handi One / Handi One+

Handi One er en digital kalender beregnet på mennesker som trenger spesiell støtte angående tid og planlegging, men også grafisk klarhet.

Handi One kan i stor grad tilpasses brukerens behov og evner. Du kan bruke dine egne bilder eller de som er inkludert i Handi. Det er mulig å velge hvilke funksjoner som brukeren må ha tilgang til.


Støttepersoner kan hjelpe via webtjenesten myAbilia med Handi eksternt. Fra en nettleser på en telefon, nettbrett eller datamaskin, kan støttepersonalet administrere brukerens kalender, sjekklister, bildearkiver, notater og talenotater.

HANDI ONE ER TILGJENGELIG I TO VERSJONER

Handi One er tilpasset slik at bare Handifunksjoner kan brukes. Telefoni, SMS, internettsurfing og andre funksjoner er utelatt for å gjøre den enkel å bruke.

Handi One+: i tillegg til Handi-funksjonene kan du bruke enheten som vanlig med andre Android-apper, ringe, sende SMS og surfe.

Handi One Art.nr. 706550
Handi One+ Art.nr. 706551




ABILIA


TYDELIG OVERSIKT

Med kalenderfunksjonen i Handi One får du oversikt over den aktuelle dagen, uken og måneden. Tidssøylen med lyspunkter gir brukeren et tydelig bilde over hvor mye av dagen som er gått, og hvor mye som er igjen.

Du kan koble en sjekkliste til aktivitetene, for eksempel hva brukeren skal ha med seg på skolen eller treningen. På den måten kan brukeren være sikker på å ikke glemme noe. Du kan også gjøre aktivitetene kvitterbare. Det hjelper brukeren å huske, men er også en trygghet for brukeren og pårørende.




Kalendervisning med tidssøyle



Sjekkliste

HJELP OG STØTTE PÅ AVSTAND

myAbilia er en nettjeneste som gjør det mulig å administrere Handi One fra en nettleter på en telefon, nettbrett eller datamaskin. Fra myAbilia kan brukere sammen med støttepersoner administrere kalender, bilder og sjekklister. Man kan også lage maler for aktiviteter og timere, slik at det blir enda enklere og raskere å legge dem direkte inn i Handi One.



Prisregneren



Album

HOLD STYR PÅ PENGENE

Noen ganger kan det være vanskelig å ha kontroll på pengene når man er ute og handler. Prisregneren regner ut summen i butikken.

EGNE TRINN-FOR-TRINN-INSTRUKSJONER

Ved hjelp av funksjonen Album kan man opprette egne steg-for-steg-instruksjoner med bilder, tekst og talestøtte, som hjelper med daglige rutiner. Brukeren kan også bruke Album som en dagbok.

TRYGG I KRISESITUASJONER

Med Handi One+ kan brukeren sende en krise-SMS til en forhåndsbestemt person.

ANDRE FUNKSJONER

I tillegg til funksjonene ovenfor finnes også Notater, Kontakter, Kamera, Stemmenotater, Hurtiginnstillinger.

HANDI ONE OG HANDI ONE+ LEVERES MED

Beskyttelsesfutteral, lader, hodesett, tørkeklut, håndbok for Handi One, funksjonsbeskrivelse for Kalender og dessuten en Tilpasningsguide.

PRODUKT	ART NR	TEKNISK INFORMASJON		TILBEHØR	ART NR
Handi One	706550	Størrelse	166 x 76 x 8 mm	Forlengelse av lisens	706362
Handi One+	706551	Vekt	188 g	Transparent deksel	706555
		Skjerm	6,7 tommer		

