



Fuktalarm

– kontrollenhet for detektering av fukt i sengen

- Kontrollenhet
- Mottar signaler fra fuktsensor laken, ved epilepsianfall som resulterer i fukt eller kroppsvæske i sengen
- Kobles sammen med Fuktsensor laken (art nr 464381)



Fuktalarm

En fuktalarm detekterer når det oppstår væske i sengen, f.eks urin eller oppkast. Dette kan være i forbindelse med et epilepsianfall. Kontrollenheten plasseres i umiddelbar nærhet av sengen, enten på nattbord eller monteres på vegg.

Kontrollenheten kobles sammen med Fuktlaken sensor (art. nr 464381, som plasseres i sengen.

Alarmen kan varsle pårørende eller personale, noe som bidrar til økt trygghet og mulighet for omsorg.

Viderevarsling

Fuktalarmen kan kobles til mottaker P202 for intern viderevarsling, eller til 4G Cloud key for ekstern viderevarsling.

Vedlikehold og tips

Rengjør kontrollenheten med en fuktig klut, unngå at det kommer væske i kontakter eller mikrofon.

FUKTALARM LEVERES MED

- Kontrollenhet
- 2 stk 1,5 V AA alkaliske batterier (ikke montert)
- Monteringssett
- Kabel mellom sesnorlaken og kontrollenhet
- Kabel mellom kontrollenhet og ekstern viderevarsling 4G Cloud Key

Andre relevante artikler:

- Fuktsensor laken (art nr 464381)
- Mottaker P202 (artn nr 4643621)

TEKNISK INFORMASJON

KONTROLLENHET

Mål i mm:	89 x 89 x 30
Vekt:	170 gr
Batterier:	2 stk 1,5 V AA alkaliske batterier

