



Mottaker P202

– Mottaker-enhet for varsling av alarm

- Mottaker-enhet for alarm som utløses innendørs.
- Informerer omsorgspersoner, familie eller pleiepersonell når en alarm utløses.
- Viser lokasjon for alarm og alvorlighetsgrad.
- Det er mulig å knytte inntil 4 alarm-sendere til hver mottaker.
- Egnet i tilkobling til Sender P163 og Fuktalarm.



Mottaker P202

Mottaker P202 kobles sammen egnet alarm-enhet eller sender og informerer omsorgspersoner, familie eller pleiepersonell når en alarm utløses.

Mottakeren overvåker også varslings-enhetene hvis feil skulle oppstå, og varsler når en mottaker har mistet radiokontakten med en sender eller alarm-enhet – også kalt heartbeat.

Mottaker P202

Mottaker P202 er en fysisk enhet som mottar varsling fra valgt varslingsprodukt. Kan bæres i medfølgende halsrem eller beltefeste.

Egnet for

- **Sender P163** – intern viderevarsling
- **Fuktalarm** – detekterer og varsler ved epilespianfall i seng som kan forårsake fukt

MOTTAKER P202 LEVERES MED

- Mottaker (P202)
- AAA oppladbare batterier (fastmontert)
- Beltefeste
- Halssnor
- USB-C lader
- Brukerveiledning

TEKNISK INFORMASJON

Mottaker P202

Størrelse i mm:	122 x 72 x 20
-----------------	---------------

Vekt:	150g
-------	------

Batteri:	2 x oppladbare AAA
----------	--------------------

