

2025-09-19

EpiMobile – ny modell av mobiltelefon

Vi vill informera om att mobiltelefonen till EpiMobile kommer bytas ut till en ny modell. Det innebär att *464240 EpiMobile* kommer att utgå och ersättas av *4642402 EpiMobile*. Modellbytet beräknas ske om ca 2 månader.

Den nuvarande mobiltelefonmodellen Moto e32s har utgått och kommer ersättas av en motsvarande Moto G05. Den nya modellen levereras med ett genomskinligt skal som standard.

Sensorn förbättrats med indikation av låg batterinivå (blinkar rött), som ytterligare säkerhet utöver den indikation som redan finns i applikationen. Den nya sensorn är kompatibel med tidigare versioner av EpiMobile.

Själva applikationen på telefonen (version 2.2.4) påverkas inte och funktionaliteten är den samma.

Modellbytet innebär en uppdatering av artikelnummer för huvudprodukten och sensorn samt att vi kommer att erbjuda skalet som ett tillbehör.



Artikellista

Utgående modell	Ny modell
464240 EpiMobile - UTGÅR	4642402 EpiMobile - NY
464246 EpiMobile sensor	4642461 EpiMobile sensor - NY (ingår)
	464247 Skal till EpiMobile Moto G05 - NY (ingår)
464225 Laddare till sensor	Samma (ingår)
706493 Batteriladdare USB-C	Samma (ingår)

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig