

2025-09-19

EpiSafe – Uppdaterat användargränssnitt

Vi vill informera om att det kommer en ny modell av EpiSafe. Det innebär att den nuvarande modellen 464230 *EpiSafe 2* kommer att utgå och ersättas av 4642301 *EpiSafe*. Modellbytet beräknas ske om ca 2 månader.

Basmodulen har moderniserats och får en större och tydligare display med färgskärm där larmets status visas på ett tydligare sätt. Användargränssnittet är uppdaterat så att det blir enklare att navigera i menyerna. Basmodulen får också förbättrad batteri-back up på minst 12 timmar.

Sensorn är inte ändrad.
Den är kompatibel både med den nya och den utgående basmodulen.



Artikellista

Utgående modell	Ny modell
464230 EpiSafe 2 - UTGÅR	4642301 EpiSafe - NY
464243 EpiSafe sensor	Samma (ingår)
464225 Laddare till sensor	Samma (ingår)
464227 Strömförsörjning till basmodul EpiSafe	Samma (ingår)

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig