



Ett kognitivt stöd i vardagen

Handi One - en handhållen digital kalender

Handi One är en digital kalender avsedd för personer som behöver särskilt stöd kring tid och planering, men även grafisk tydlighet.

Handi One kan anpassas i hög grad efter användarens behov och förmåga. Man kan använda egna bilder eller de som ingår i Handi. Det går att välja ut vilka funktioner som användaren ska ha tillgång till.

Telefoni, SMS och surf är borttagna för att förenkla användandet av det kognitiva stödet. Handi One kan användas både inomhus och utomhus

Art.nr: 706550




ABILIA

Tydlig översikt


Med kalenderfunktionen i Handi One får användaren översikt över sin dag, vecka och månad. Tidpelaren med ljuspunkter ger en tydlig bild över hur mycket av dagen som passerat och hur mycket det är kvar.

Användaren kan koppla en checklista eller anteckning till sina aktiviteter för att lättare kunna utföra aktiviteten. Aktiviteter kan villkoras att användaren ska kvittera aktiviteten som utförd.



Stöd på distans

myAbilia är en webbtjänst som gör det möjligt att hantera Handi One från en webbläsare i en telefon, surfplatta eller dator. Kalender, bilder och checklistor kan hanteras från myAbilia-kontot. Mallar för aktiviteter och timers kan skapas för att snabbt kunna läggas in i Handi One.



Hålla reda på pengarna

Ibland kan det vara svårt att hålla koll på pengarna när man är och handlar. Prisräknaren räknar ut summan, direkt i affären.

Egna steg för steg-instruktioner

Med hjälp av funktionen Album kan man skapa egna steg-för-steg-instruktioner med bild, text och talstöd för dagliga rutiner. Användaren kan också använda Album som en dagbok.

Övriga funktioner

Album, Anteckningar, Checklista, Kamera, Kalender, Kontakter, Krisplan, Miniräknare, Prisräknaren, Röstanteckningar och Snabbinställningar.

Handi One levereras med

Skyddsfodral, laddare, headset, torkduk, handbok för Handi One, Funktionsbeskrivning för Kalender och även en Anpassningsguide.

Handi One är ett medicintekniskt hjälpmedel klass I för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

TEKNISK SPECIFIKATION

Mått (HxBxD)	166 x 76 x 8 mm
Vikt	188 g
Skärm	6,7 tum

TILLBEHÖR

706555	Transparent skal
--------	------------------