



Epilepsilarm för inomhusbruk

EpiSafe - bärbart epilepsilarm

EpiSafe är ett mobilt epilepsilarm som är till för individer som har ett behov av att kunna få snabb hjälp i sitt hem, både dag- som natt.

EpiSafe sensor registrerar och larmar vid kramper som en följd av generaliserade toniskt/kloniska epileptiska anfall.

Larmsignalen skickas till EpiSafe kontrollenhet. Härifrån kan larmet vidareändas till personsökare.

Art.nr: 4642301



ABILIA

EpiSafe armbandssensor

EpiSafe består av ett armband med en inbyggd sensor och ett uppladdningsbart batteri.

Sensorn mäter armens rörelser i tre olika riktningar och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär, eller om det är normala rörelser.

EpiSafe passar både för vuxna och barn från 10 år eller med muskelstyrka motsvarande en 10-åring.



EpiSafe kontrollenhet

EpiSafe kontrollenhet placeras i bostaden och kopplas in i strömuttag.

Räckvidden mellan användarens armbandssändare och EpiSafe kontrollenhet är 100 meter vid fri sikt. Räckvidden påverkas av olika byggnadsmaterial. En räckviddsförlängare kan kopplas in för att öka räckvidden.



Larmmottagning via externt tillbehör

EpiSafe kontrollenhet kan vidareända larmet till personsökare genom personsökarpaketet "Sändare P212 & Mottagare P202".

Sändare P212 kopplas då ihop med EpiSafes kontrollenhet för att skicka vidare larmsignalen till Mottagare P202.



EpiSafe levereras med

- Armbandssensor med silikonarmband
- Laddare till armbandssensor
- Kontrollenhet som mottar larm från armbandssensorn
- Strömförsörjning till kontrollenhet
- Bruksanvisning

EpiSafe är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.

TEKNISK SPECIFIKATION SENSOR

Laddare:	1400 mA, 5V DC
Inbyggt batteri:	4,2 V Lithium Polymer
IP-klassificering:	IP 37
Radiofrekvens:	869,525 MHz

ART NR

464400

464403

464233

*Personsökarpaket

**Räckviddsförlängare till personsökaren

TILLBEHÖR

Sändare P212 & Mottagare P202*

Räckviddsförlängare P164**

EpiSafe Repeater